

Prontosan sårskyllevæske og sårgel

Til skylning og oprensning af sår

EGENSKABER

- Fjerner biofilm, cellerester, nekrotisk væv m.m. samtidigt med at evt. granulationsvæv og epitalisering bliver beskyttet
- Skaber et miljø der fremmer sårheling
- Reducerer hurtigt ubehagelig sår lugt og er smertefri for patienten
- Kan anvendes sammen med alle sårbandager på markedet
- Økonomisk i brug: Forkorter sårbehandlingstiden væsentligt og flasken kan benyttes i op til 8 uger efter anbrud
- Til gentagen og langvarig brug

INDIKATION

- Til fjernelse af biofilm i kroniske og akutte sår, samt ved 1. og 2. grads forbrændinger
- Renser og fugter svært helende sår
- Til at løsne fastgroede sårbandager

PRODUKTBESKRIVELSE

- Lugtfrie, klare opløsninger bestående af Polyhexanid og Betain
- Dermatologisk uskadelige
- Høj vævstolerance, selv hos allergikere
- Beskadiger ikke epitalisering og granulationsvæv
- Prontosan® Sårskyllevæske fås i 40 ml
- Prontosan® Sårgel fås i 30 ml flaske

BRUGSVEJLEDNING

PRONTOSAN® SÅRSKYLLEVÆSKE

1. Opvarm gerne skyllevæsken til kropstemperatur for derved at fremme oprensningen.
2. Der er 3 forskellige anvendelsesmetoder:
 - a. Skylning af såret med skyllevæsken
 - b. Afvaskning af såret med en gennemvædet kompres
 - c. Gennemvæd en kompres med skyllevæske og læg den på såret 10-15 min. Dette gør at overfladespændingen i biofilmen brydes, sådan at oprensningen bliver mere effektiv
3. Aftør forsigtigt såret og omgivelserne med en gennemvædet kompres.
4. Hvis bandagen sidder fast i såret, væd forbindingen og lad sidde den indtil den let kan fjernes.
5. Anlæg en ny sårbandage.

BRUGSVEJLEDNING PRONTOSAN® SÅRGEL

1. Rengør såret.
2. Tykkelsen af gellaget der skal påføres afhænger af, hvornår næste bandageskift er planlagt:
 - a) Ved bandageskift samme eller næste dag, påfør et lag på 3 mm.
 - b) Ved flere dage mellem bandageskift, påføres et lag på 3-5 mm.
3. Anlæg en ny sårbandage.

