

BRUGSANVISNING – LMA Fastrach™ ETT Single Use

FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun forhandles eller ordineres af en læge.

ADVARSEL: LMA Fastrach™ ETT Single Use (LMA Fastrach™ ETT SU) leveres steril (steriliseret med ethylenoxid) til engangsbrug og skal bruges direkte ud af pakningen og bortskaffes efter brug. Produktet må ikke genbruges. Genbrug kan forårsage krydsinfektion og nedsætte produktets pålidelighed og funktionalitet.

ADVARSEL: Efterbehandling af LMA Fastrach™ ETT SU, som kun er beregnet til engangsbrug, kan resultere i nedsat præstation eller manglende funktionalitet. Genbrug af produkter som udelukkende er til engangsbrug kan resultere i eksponering for virale, bakterie-, svampe- eller prion-patogener. Validerede rengørings- og steriliseringsmetoder og instruktioner i efterbehandling til de oprindelige specifikationer er ikke tilgængelige til dette produkt. LMA Fastrach™ ETT SU er ikke beregnet til at blive rengjort, desinficeret eller resteriliseret.

GENEREL INFORMATION:

Medmindre andet er oplyst, gælder henvisningen til "LMA Fastrach™" i denne brugsanvisning begge udgaver af luftvejsanordningen (LMA Fastrach™ og LMA Fastrach™ Single Use (LMA Fastrach™ SU)).

For detaljerede anvisninger til brugen af LMA Fastrach™, LMA Fastrach™ Single Use og LMA Fastrach™ ETT henvises der til de pågældende brugsanvisninger.

BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN:

LMA Fastrach™ Endotrakealtube (ETT) SU er udviklet specielt til brug sammen med LMA Fastrach™. Produktet er en lige tube med manchete og Murphy Eye og en 15 mm standardkonnektor.

LMA Fastrach™ ETT SU er forsynet med en pilotballon med luer-kontrolventil og en unik, blød, formgivet spids til atraumatisk passage forbi stemmebåndene. Til vejledning under intubationen har LMA Fastrach™ ETT SU dybdemærkninger, der viser afstanden til den distale spids af LMA™ tuben. LMA Fastrach™ ETT SU er røntgenfast i tubens fulde længde, og spidsen er fremstillet af et røntgenfast materiale, der øger dens synlighed på røntgenbilleder.

LMA Fastrach™ ETT SU er fremstillet af wireforstærket polyvinylchlorid (PVC) og indeholder ikke naturgummilæder.

Anordningen er kun beregnet til anvendelse af læger, som er uddannet i behandling af luftvejene.

INDIKATIONER FOR BRUG:

LMA Fastrach™ ETT SU er beregnet til trakeal intubering via LMA Fastrach™ eller til konventionel intubering af luftrøret vha. direkte eller indirekte laryngoskopi.

KONTRAINDIKATIONER:

LMA Fastrach™ ETT SU må ikke anbringes i patienter, der skal igennem undersøgelser, som involverer brug af laserstråler eller elektrokirurgisk aktive elektroder i umiddelbar nærhed af anordningen.

BIVIRKNINGER:

Der er rapporteret bivirkninger i forbindelse med anvendelse af endotrakealtuber. Standardlærebøger og offentliggjort litteratur bør konsulteres for at finde specifikke oplysninger

ADVARSLER:

1. LMA Fastrach™ ETT SU indeholder Di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). Resultater af visse dyreforsøg har vist, at phthalater er potentielt skadelige for reproduktionsevnen. Med udgang i den nuværende videnskabelige viden kan det ikke udelukkes, at der er risici for præmature spædbørn af hankøn i tilfælde af langtidsseksponering eller -anvendelse. Medicinske produkter, der indeholder phthalater, bør kun anvendes midlertidigt på gravide kvinder, ammende mødre, spædbørn og nyfødte.

2. Må ikke bruges, hvis anordningen er beskadiget, eller hvis emballagen er beskadiget eller har været åbnet.

3. Anordningen må ikke nedsænkes i eller lægges i blød i væske inden brug.

4. Beskær ikke LMA Fastrach™ ETT SU.

5. Hvis der anvendes en formbar mandrin i LMA Fastrach™ ETT SU ved intuberingen, skal det sikres, at den ikke rager ud over tubens patientende eller Murphy Eye.

6. Foretag aldrig overinflation af mancheten på LMA Fastrach™ ETT SU, da dette kan forårsage brud og efterfølgende deflation, eller deformation af mancheten, hvilket kan medføre blokering af luftvejen og/eller skade på patienten.

7. Foretag deflation af mancheten på LMA Fastrach™ ETT SU, inden anordningen genplaceres. Bevægelse af LMA Fastrach™ ETT SU med inflateret manchete kan beskadige patienten eller mancheten.

8. Der kan ske forskydning af LMA Fastrach™ ETT SU (øsofageal intubering, utilsigtet ekstubering), hvis den korrekte fremgangsmåde ikke overholdes ved fjernelsen af LMA Fastrach™. I sådanne tilfælde skal der straks genindføres en korrekt deflateret LMA Fastrach™ for at sikre oxygenation af patienten.

9. For at undgå traume må der ikke anvendes for stor kraft under brugen af anordningen.

10. Kontrollér, at patienten er anæstetiseret, paralyseret og præ-oxygenet. Utilstrækkelig anæstesidybde og/eller muskelparalyse kan få glottis til at lukke sig og derved forhindre indsætning af LMA Fastrach™ ETT SU i larynx.

11. Det er meget vigtigt, at der udføres kontrol af LMA Fastrach™ ETT SU før anvendelse for at fastslå, om brugen er sikker. Hvis der opstår fejl i en af testene, bør anordningen ikke bruges.

12. Når der påføres smøremiddel, skal det undgås at blokere luftvejsåbningen med smøremiddel.

13. Det anbefales at bruge et vandopløseligt smøremiddel, f. eks. K-Y Jelly. Brug ikke silikone-baserede smøremidler, da de kan nedbryde komponenterne i LMA Fastrach™ ETT SU. Det anbefales ikke at bruge smøremidler, der indeholder Lidocain, til anordningen. Lidocain kan forsinke genetableringen af patientens forventede beskyttelsesreflekser før fjernelse af anordningen og kan måske forårsage en allergisk reaktion eller påvirke de omgivende strukturer, herunder stemmebåndene.

14. Sæt forsigtigt SU-konnektoren ind i LMA Fastrach™ ETT SU, inden der smøres med smøremiddel på tubens distale ende. Overskydende smøremiddel kan forårsage delvis eller total blokering af lumen og luftveje, hvilket kan skabe risiko for aspiration.

15. Diffusion af lattergas, ilt eller luft kan øge eller reducere volumen og tryk i mancheten.

For at sikre, at manchetrykkene ikke bliver for høje, skal manchetrykket måles jævnlige tilfælde, hvor der anvendes en monitor til at måle manchetrykket.

16. Når anordningen anvendes under specielle miljømæssige betingelser, skal det sikres, at alle nødvendige forberedelser og forholdsregler er blevet truffet, specielt med hensyn til brandfare og -forebyggelse. Anordningen kan antænde ved tilstedeværelse af laser- og elektrokauterisationsudstyr.

17. Se afsnittet med oplysninger om anvendelse i kombination med MRI, inden anordningen anvendes i et MRI-miljø.

FORSIGTIGHEDSREGLER:

1. En upålidelig eller blokeret luftvej kan resultere i, at anordningen bliver forkert indsat.

2. Omhyggelig håndtering er vigtig. Undgå altid kontakt med skarpe eller spidse genstande for at forhindre, at anordningen flænges eller perforeres.

3. Når der indføres et fiberoptisk bronchoskop (FOB), må dette ikke føres gennem åbningen i LMA Fastrach™ tubens åbning, medmindre det er beskyttet af LMA Fastrach™ ETT SU'en. I modsat fald kan der ske beskadigelse af FOB-spidsen ved kontakt med epiglottis-løftestangen.

4. Når der vælges forseglingsstryk til LMA Fastrach™ ETT SU, skal der anvendes apparatur til måling af trykket inde i mancheten i kombination med "Minimal Occluding Volume"- eller "Minimum Leak"-teknikker. manchete-inflationen skal monitoreres løbende, så forseglingsstrykket er korrekt ("just seal"). En evt. afvigelse fra det valgte forseglingsstryk skal undersøges nærmere og rettes med det samme.

5. Anvendelsen af anæstetisemidler med aerosol har været forbundet med dannelsen af små huller i LMA Fastrach™ ETT SU manchets.

6. Brug kun ventilatorer eller anæstesiudstyr med standard konnektorer på 15 mm for at få en sikker tilslutning til LMA Fastrach™ ETT SU-konnektoren. Sørg altid for, at konnektoren sidder godt placeret i cirkelsystemet for at undgå frakobling under brug.

7. Trevejshaner eller andre anordninger må ikke blive siddende i inflationsventilen i længere tid. En sådan belastning kan forårsage brud på ventilen og bevirke, at mancheten deflateres.

8. Anordningen skal opbevares et mørkt og køligt sted. Den må ikke udsættes for direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

9. Brugte anordninger skal følge en håndterings- og elimineringsproces for biologisk farlige produkter i overensstemmelse med alle lokale og nationale bestemmelser.

10. Sørg for, at alle udtagelige tandproteser fjernes inden indføring af anordningen.

11. Der bør bæres handsker under forberedelse og indføring for at minimere kontaminering af anordningen.

12. Brug kun de anbefalede manøvrer, der er beskrevet i brugervejledningen.

FORBEREDELSE INDEN BRUG:

Vælg den korrekte størrelse af LMA Fastrach™ og LMA Fastrach™ SU

Patientens vægt/størrelse

Størrelse 3: 30 kg – 50 kg børn

Størrelse 4: 50 kg – 70 kg voksen

Størrelse 5: 70 kg – 100 kg voksen

Kompatibilitet af LMA Fastrach™ ETT vs. LMA Fastrach™

Både den genanvendelige LMA Fastrach™ ETT og LMA Fastrach™ ETT til engangsbrug fås i en række forskellige størrelser og kan bruges på normal vis som en endotrakealtube.

Alle størrelser (6; 6,5; 7; 7,5 og 8) af den genanvendelige LMA Fastrach™ ETT er kompatible med den genanvendelige LMA Fastrach™ ETT og LMA Fastrach™ ETT til engangsbrug.

For LMA Fastrach™ ETT SU er imidlertid kun størrelserne (6; 6,5 og 7) kompatible med både den genanvendelige og LMA Fastrach™ til engangsbrug, som vist herunder:-

Anordning	Kompatibel med nedenstående ETT-størrelser	
LMA Fastrach™ og LMA Fastrach™ SU	LMA Fastrach™ ETT (Genanvendelig)	Str. 6; 6,5; 7; 7,5 og 8
	LMA Fastrach™ ETT SU: (Engangsbrug)	Str. Kun 6; 6,5 og 7

Forsigtig: Der bør foretages en klinisk vurdering ved udvælgelse af en maske i den rigtige størrelse til hver enkelt patient.

KONTROLFORANSTALTNINGER INDEN BRUG:

Advarsel: Det er meget vigtigt, at der udføres kontrol af anordningen før anvendelse for at fastslå, om brugen er sikker.

Advarsel: Hvis der opstår fejl i en af testene, bør anordningen ikke bruges.

1. Foretag fuldstændig deflation af manchetten og derefter fuld inflation af ventilen og manchetten for at teste, om de er i orden. Foretag aldrig overinflation af manchetten.

2. Kontrollér visuelt, at intubationskateteret, manchetten og ballonen hverken har materialerester eller lækager, og hverken er beskadiget, har knæk eller luftbobler. Brug ikke anordningen, hvis der ikke sker symmetrisk inflation, eller hvis der er tegn på slid/fejl, eller hvis der er fejl i inflationsmekanismen.

3. Sørg for, at SU-konnektoren er forbundet med LMA Fastrach™ ETT SU.

FORBEREDELSE FORUD FOR INDFØRING:

Advarsel: Indpas forsigtigt SU-konnektoren i LMA Fastrach™ ETT SU, inden der smøres med smøremiddel på kateterets distale ende. Overskydende smøremiddel kan forårsage delvis eller total blokering af lumen og luftveje, hvilket kan skabe risiko for aspiration.

Advarsel: Det anbefales at bruge et vandopløseligt smøremiddel, f. eks. K-Y Jelly®. Brug ikke silikone-baserede smøremidler, da de kan nedbryde komponenterne i LMA Fastrach™ ETT SU. Det anbefales ikke at bruge smøremidler, der indeholder Lidocain, til anordningen. Lidocain kan forsinke genetableringen af patientens forventede beskyttelsesreflekser før fjernelse af anordningen og kan måske forårsage en allergisk reaktion eller påvirke de omgivende strukturer, herunder stemmebåndene.

Forsigtig: Sørg for, at alle udtagelige tandproteser fjernes inden indføring af anordningen.

INTUBERING:

Nedenfor følger en beskrivelse af forskellige metoder til intubering vha. LMA Fastrach™ ETT SU, med og uden en hjælpeanordning. Det anbefales at anvende LMA Fastrach™ sammen med LMA Fastrach™ ETT SU

for at opnå optimal intubation. Teleflex Medical påtager sig intet ansvar for brugen af en forkert ETT.

Forsigtig: Hvis LMA Fastrach™ anvendes, skal det sikres, at den er korrekt placeret, inden der gøres forsøg på intubation.

Advarsel: Kontrollér, at patienten er anæstetiseret, paralyseret og præ-oxygeneret. **Utilstrækkelig anæstesidybde og/eller muskelparalyse kan få glottis til at lukke sig og derved forhindre indføring af ETT i larynx.**

TRAKEAL INTUBERING MED LMA

FASTRACH™:

1. Efter kontrol af manchettens forsegling skal manchetten på LMA Fastrach™ ETT SU tømmes helt før indføring af LMA Fastrach™ ETT SU ind i tuben på LMA Fastrach™.

2. Før LMA Fastrach™ ETT SU ind i endotrakealtuben på LMA Fastrach™, og fordel smøremidlet inde i akslen ved at bevæge LMA Fastrach™ ETT SU op og ned, indtil den bevæger sig frit igennem hele tuben.

Advarsel: Undgå op- og nedadgående bevægelser med LMA Fastrach™ ETT SU med stor hastighed og udsving, da sådanne bevægelser kan beskadige manchetten.

3. Anbring LMA Fastrach™ ETT SU, så længderetningen vender ind imod håndtaget på LMA Fastrach™. Indfør forsigtigt LMA Fastrach™ ETT SU ind i anordningens endotrakealtube. LMA Fastrach™ ETT SU bør ikke komme længere frem end 15 cm mærket for tværgående dybde. Kontrollér, at spidsen af LMA Fastrach™ ETT SU ikke når ind i maskeåbningen (Fig. 1).

4. Tag godt fat i håndtaget, og løft anordningen op vha. håndtaget for at trække larynx nogle millimeter fremad og derved øge trykket i forseglingen og optimere tilpasningen af luftrøret med ETT SU-akserne (Fig. 2).

5. Før LMA Fastrach™ ETT SU forsigtigt ind i LMA Fastrach™, yderligere 1,5 cm forbi 15 cm mærket. Hvis der ikke mærkes modstand, føres LMA Fastrach™ ETT SU fortsat fremad, mens anordningen holdes fast, indtil intubation er afsluttet.

6. Inflatér manchetten på LMA Fastrach™ ETT SU.

7. Bekræft intubation på normal vis (f. eks. respirationsluft CO₂).



Figur 1



Figur 2

INTUBERING MED LMA FOSTRACH™ OG MED FOB (FIBEROPTISK BRONCHOSKOP):

1. Før en selvlukkende konnektor med en passende sidearm igennem LMA Fastrach™ ETT SU for at tillade kontinuerlig ventilation.

2. Vælg en FOB med passende diameter og længde til indføring i LMA Fastrach™ ETT SU. Når FOB er helt indført, må det ikke rage ud gennem enden på den samlede LMA Fastrach™ ETT SU og forseglingsporten. Det må heller ikke nå forbi EEB på LMA Fastrach™, medmindre det er beskyttet af LMA Fastrach™ ETT

SU, da spidsens retning ellers kan blive ændret, eller den kan blive beskadiget af EEB.

3. Før LMA Fastrach™ ETT SU ind til en dybde på 15 cm, kontrollér vha. FOB, at spidsen på LMA Fastrach™ ETT SU er i berøring med anordningens EEB.

4. I 16,5 cm dybde kontrolleres det vha. FOB, at LMA Fastrach™ ETT SU løfter EEB, så glottis vises.

5. Før LMA Fastrach™ ETT SU fremad og ind i luftrøret. Undgå at skubbe på EEB med FOB.

6. Oppump manchetten på LMA Fastrach™ ETT SU.

KONVENTIONEL TRAKEAL

INTUBERING MED LMA FOSTRACH™ ETT SU VED DIREKTE ELLER INDIREKTE LARYNGOSKOPI:

LMA Fastrach™ ETT SU er udviklet, så den kan bruges konventionelt som en endotrakealtube.

Advarsel: Anvend altid en aseptisk teknik.

1. Foretag intubation vha. moderne godkendte medicinske teknikker. Det kan være nødvendigt at anvende en smurt formbar intubationsmandrin pga. fleksibiliteten af LMA Fastrach™ ETT SU endotrakealtuben.

2. Foretag inflation af manchetten med den mindste mængde gasblanding for at opnå en effektiv forsegling med det ønskede lungeinflationstryk. Ved at bruge "Minimal Occluding Volume"- og "Minimum Leak"-teknikker i kombination med rutinemonitorering af det interne tryk i manchetten opstår der færre bivirkninger i forbindelse med anvendelsen af endotrakealtuber med manchet.

3. Fjern sprøjten med luer-spids fra ventilen.

4. Kontrollér placeringen af LMA Fastrach™ ETT SU ved bekræftelse af åndedrætslyd og monitorering af respirations-CO₂.

5. Forbind LMA Fastrach™ ETT SU til anæstesi eller respirator.

6. Sørg for at forankre LMA Fastrach™ ETT SU vha. en bideplade for at undgå unødvendig bevægelse eller beskadigelse.

7. Monitorér manchettrykket regelmæssigt.

FJERNELSE AF LMA FOSTRACH™ EFTER TRAKEAL INTUBERING:

Advarsel: Der er rapporteret pharyngealt ødem og øget slimhindetryk som følge af intubationskateterets stivhed. Det anbefales at fjerne LMA Fastrach™, så snart intubation er afsluttet. Der kan udvikles et højt tryk ind imod svælgvæggen, hvis hoved og hals flyttes fra neutral position, pga. stivheden i det bøjede kateter. Risikoen ved at lade LMA Fastrach™ blive siddende skal afvejes mod de potentielle risici, der er forbundet med den manøvre, der skal til for at fjerne anordningen.

Advarsel: Hvis LMA Fastrach™ bliver siddende i patienten efter intubation, skal manchetten deflateres til et tryk på 20-30 cm H₂O. Dette lave tryk i manchetten stabiliserer kateteret i pharynx. Undgå unødvendig bevægelse af anordningen, og lad hoved og nakke forblive i neutral position.

Advarsel: Der kan ske forskydning af LMA Fastrach™ ETT SU (øsofageal intubation, utilsigtet ekstubation), hvis den korrekte fremgangsmåde ikke overholdes ved fjernelsen af LMA Fastrach™. I sådanne tilfælde skal der straks genindføres en korrekt deflateret LMA Fastrach™ for at sikre oxygenering af patienten.

1. Vha. LMA™ Stabiliser Rod måles den omtrentlige afstand mellem den proksimale ende på LMA Fastrach™ ETT SU og patientens tænder.

2. Efter præoxygenering af patienten frakobles systemet med LMA Fastrach™ ETT SU konnektoren stadig fastgjort. Foretag fuld deflation af LMA Fastrach™ manchetten, og sørg for, at LMA Fastrach™ ETT SU manchetten forbliver inflateret.

3. Slå forsigtigt, eller drej håndtaget på anordningen nedad kaudalt om hagen. Ved at bruge bøjningen på tuben føres anordningen ud af pharynx og ind i mundhulen, idet der med fingeren sættes modtryk på LMA Fastrach™ ETT SU (Fig. 3).

4. Når den proksimale ende af LMA Fastrach™ ETT SU er på højde med den proksimale ende af endotrakealtuben, fjernes LMA Fastrach™ ETT SU konnektoren, og Stabiliser Rod indføres for at holde LMA Fastrach™ ETT SU på plads. Hold fast i Stabiliser Rod, og før LMA Fastrach™ ud og over LMA Fastrach™ ETT SU og LMA™ Stabiliser Rod, indtil den kommer fri af munden. (Fig. 4)

5. Fjern LMA™ Stabiliser Rod, når LMA Fastrach™ manchetten er fri af munden, mens LMA Fastrach™ ETT SU holdes på plads for at undgå, at den utilsigtet river sig løs. (Fig. 5). Tag godt fat om LMA Fastrach™ ETT SU, og frigør forsigtigt inflationsslangen og pilotballonen fra LMA Fastrach™ tuben (Fig. 6).

Forsigtig: Hvis LMA™ Stabiliser Rod ikke fjernes fra endotrakealtuben, inden LMA Fastrach™ fjernes fuldstændigt, kan det bevirke, at LMA Fastrach™ ETT SU trækkes ud ved et uheld, eller at pilotballonen eller inflationsslangen beskadiges.

6. Når der bruges LMA™ Stabiliser Rod, skal placering af LMA Fastrach™ ETT SU kontrolleres ved at måle afstanden mellem den proksimale ende og tænderne. Hvis der under fjernelsen af LMA Fastrach™ er sket forskydning af LMA Fastrach™ ETT SU, skal den nødvendige justering foretages.

7. Udskift LMA Fastrach™ ETT SU konnektoren, og ventilér patienten.

Forsigtig: Kontrollér, at tuben er placeret korrekt, og at patienten er blevet oxygenet med det samme efter fjernelsen af LMA Fastrach™, eller om patientens position har ændret sig efter intubation.

8. LMA Fastrach™ ETT SU skal være sikkert forankret vha. en bideplade for at undgå unødvendig bevægelse eller beskadigelse.

I særlige tilfælde kan LMA Fastrach™ efter fjernelse genindsættes bag LMA Fastrach™ ETT SU for at skabe en hurtig luftvej, hvis der er planlagt dyb ekstubation, eller ekstuberingen klinisk skønnes at være farlig.



Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6

FJERNELSE AF LMA FASTRACH™ ETT

SU:

Der skal foretages en klinisk vurdering for at bestemme, hvor længe LMA Fastrach™ ETT SU skal forblive i patienten.

1. Lige inden ekstubation eller genplacering af LMA Fastrach™ ETT SU skal manchetten deflateres fuldstændigt vha. en sprøjte.

2. Foretag ekstubation vha. gældende godkendte medicinske teknikker.

ANVENDELSE I KOMBINATION MED

MAGNETISK REZONANS-

BILLEDDANNELSE (MRI)



LMA Fastrach™ ETT SU er MR-betinget. Ikke-klinisk testning har påvist, at dette produkt er MR-betinget. En patient med denne anordning kan scannes forsvarligt umiddelbart efter anlæggelsen følgende betingelser:

- Før patienten kommer ind i rummet med MRI-systemet, skal luftvejen være forsvarligt fastgjort med klæbebånd, stoftape eller på anden hensigtsmæssig måde for at forhindre, at den bevæger sig eller løsnes.
- Statisk magnetfelt på 3-Tesla eller mindre
- Maksimalt rumligt magnetgradientfelt på 720 Gauss/cm (7,2 T/m) eller derunder
- Maksimal MR-systemrapporteret gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på 4 W/kg (ved det første niveau af kontrolleret tilstand af MR-systemet) for 15 minutters scanning (dvs. per pulssekvens).

MR-relateret opvarmning

Under de ovenfor definerede scanningsforhold forventes LMA Fastrach™ ETT SU at frembringe en maksimal temperaturstigning på 2,3 °C efter 15 minutters kontinuerlig scanning.

Oplysninger om synlige billedfej

Den maksimale artefaktstørrelse, set på en gradient-ekkopulssekvens og et 3-Tesla MR-system, strækker sig cirka 50 mm i forhold til størrelsen og faconen af LMA Fastrach™ ETT, str. 8.

SYMBOLFORKLARING

	Producent
	Der henvises til brugsanvisningen på dette websted: www.LMACO.com
	Luftinflationsvolumen
	Patientvægt
	Læs vejledningen inden brug
	Ikke fremstillet med naturgummilatex
	Forsigtig, skrøbelig
	Tåler ikke sollys
	Opbevares tørt
	Denne side op
	Produktkode
	Partinummer
	CE-mærke
	Må ikke genanvendes
	Må ikke resteriliseres
	Indeholder eller har forekomst af phthalater: Di (2-ethylhexyl) phthalat
	Steriliseret med ethylenoxid
	Sidste anvendelsesdato
	Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget
	MR-betinget

Copyright © 2015 Teleflex Incorporated

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives, gemmes i søgesystemer eller videregives i nogen form eller ved hjælp af elektriske eller mekaniske midler, fotokopiering, registrering eller på anden vis uden forudgående tilladelse fra udgiveren.

LMA, LMA Better by Design og LMA Fastrach er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Teleflex Incorporated eller et af dets datterselskaber.

De oplysninger, som gives i dette dokument, er korrekte på trykkesidspunktet. Fabrikanten forbeholder sig ret til at forbedre eller ændre produkterne uden forudgående varsel.

Producentgaranti:

LMA Fastrach™ ETT SU er designet til brug på en enkelt patient og har garanti mod fabriktionsfejl på leveringstidspunktet.

Garantien gælder kun, hvis produktet er købt hos en autoriseret forhandler. TELEFLEX MEDICAL FRASIGER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, DET VÆRE SIG SÅVEL UDTRYKKELIGE SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.



Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Irland

Kontaktoplysninger i USA:

Teleflex Medical
2917 Weck Drive, Research Triangle Park
NC 27709 USA
Internationalt: (919)544-8000
USA: (866) 246-6990

www.LMACO.com



Udgave: PAN-2104-000 Rev B DA