

PRODUKTDATABLAD

Spiral Neo-Safe® T CU 380

Neo-Safe T CU 380 er en intrauterin spiral, der har et dobbelt nylontrådssystem og en kobberoverflade på 380 mm². Kobberet har et renhedsniveau på 99,99 %, hvilket betyder, at uønskede allergiske reaktioner kan udelukkes.

Spiralen indsættes ved hjælp af det tilhørende indføringshylster. Spiralen er nem at håndtere og giver let og smertefri indsættelse samt fjernelse.

Ved brug af Neo-Safe T CU 380 mindskes risikoen for at få underlivsbetændelse.

- Neo-Safe T CU 380 garanterer 5 års prævention
- Tilsætningen af bariumsulfat sikrer, at spiralen kan lokaliseres med røntgen
- Længde: 31,9 mm

Spiralen må kun anvendes i samråd med sundhedsfagligt personale.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, kobber og bariumsulfat

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse III

Steril: Ja – ISO steriliseret

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se holdbarhedsdato på emballage

Holdbarhed fra indsættelsesdato: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Genanvendelse

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

Spiral Neo-Safe® T CU 380

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0228003	Spiral	Neo-Safe T CU-380, steril	Æske a 10 stk.	005561