

PRODUKTDATABLAD

Welland klæbefjerner uden alkohol, spray

Welland klæbefjerner er en alkoholfri og ikke-irriterende spray, der løsner stomiprodukter og plastre hurtigt, sikkert og smertefrit.

Spray klæbefjerner ovenpå og langs kanten af pladen/plastret og vent et øjeblik, så kan pladen/plastret trækkes forsigtigt af.

Sprayen kan også anvendes i forbindelse med rød og beskadiget hud samt sår.



Indholdsstoffer/materiale:	Hexamethyldisiloxane, octamethyltrisiloxane
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Alkoholfri

PRODUKTDATABLAD

Welland klæbefjerner uden alkohol, spray

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399040	Welland	Klæbefjerner uden alkohol, spray	50 ml	Æske a 12 stk.	WAB050