


PRODUKTDATABLAD

Rüsch DD ureterstent 26 cm, lukket, steril

Rüsch DD ureterstent, der er cylindrisk lukket med grisehale. 26 cm er beregnet til simultan anvendelse hos voksne.

Ureterstenten er komplet røntgenfast og har centimetergraduering. Har derudover DD kobling (Direct & Detachable) i den vesikale ende.

Leveres som en samlet unit og er beregnet til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt mellem 5-25 °C. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch DD ureterstent 26 cm, lukket, steril

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0672111	Rüsch DD ureterstent	26 cm, lukket, steril	Ch. 6	Æske a 5 stk.	334800-000060
0672190	Rüsch DD ureterstent	26 cm, lukket, steril	Ch. 4,8	Æske a 5 stk.	335200-000048