

PRODUKTDATABLAD

EXTRUDAN Multi Lumen, Sugæsæt m/håndtag Yankauer, 4øjne, Ch20, St

Sugæsæt med:

- Yankauer spids
- 4 øjne
- Sugesslange



Sættet er sterilt.

Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Ja

Latex: -

CE klassifikation: IIA

Steril: Ja

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se datomærkning

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900304	EXTRUDAN Multi Lumen	Sugæsæt m/håndtag Yankauer, 4øjne, Ch20, St	krt a 50 stk	350 cm	1102 3532 80 ML