

PRODUKTDATABLAD

Mic-Key Knapsonde Gastrostomisæt

Mic-Key Knapsonde Gastrostomisæt anvendes til børn og voksne med behov for enteral ernæring og væske.

Sondens længde og størrelse er indgraveret, og ballonen fyldes med sterilt vand afhængig af ch-størrelse (ch 12, 3-5 ml og ch 14-24, 5-10 ml).

Gastrostomisættets indhold:

- Mic-Key udskiftningssonde
- Y-forlængerslange, vinklet
- Bolus-forlængerslange, lige
- 6 ml sprøjte
- 35 ml sprøjte
- Gaze
- Brugervejledning



Materialer: Fremstillet af silikone. Fri for ftalater, PVC og latex

Indikation: Anvendes til børn og voksne med behov for enteral ernæring og væske

Klassifikation: Klasse: IIb

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og uden direkte sollys

Holdbarhed: Det anbefales at udskifte sonden hver 3. måned

Bemærkning: Mic-Key gastrostomiknapsonde skal ikke drejes de første 14 dage efter anlæggelse

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1121111	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,0 cm	ch 12	sæt	8140-12-1,0
1122628	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,2 cm	ch 12	sæt	8140-12-1,2
1121291	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,7 cm	ch 12	sæt	8140-12-1,7
1121104	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,5 cm	ch 12	sæt	8140-12-1,5
1121105	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,0 cm	ch 12	sæt	8140-12-2,0
1121107	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,5 cm	ch 12	sæt	8140-12-2,5
1121108	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,0 cm	ch 12	sæt	8140-12-3,0
1121109	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,5 cm	ch 12	sæt	8140-12-3,5
1121106	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,0 cm	ch 12	sæt	8140-12-4,0
1121113	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 0,8 cm	ch 14	sæt	8140-14-0,8
1121110	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,0 cm	ch 14	sæt	8140-14-1,0
1121112	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,2 cm	ch 14	sæt	8140-14-1,2
1121115	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,5 cm	ch 14	sæt	8140-14-1,5
1121117	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,7 cm	ch 14	sæt	8140-14-1,7
1121120	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,0 cm	ch 14	sæt	8140-14-2,0

PRODUKTDATABLAD

Mic-Key Knapsonde Gastrostomisæt

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1121151	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,3 cm	ch 14	sæt	0120-1423
1121125	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,5 cm	ch 14	sæt	8140-14-2,5
1121127	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,7 cm	ch 14	sæt	8140-14-2,7
1121130	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,0 cm	ch 14	sæt	8140-14-3,0
1121135	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,5 cm	ch 14	sæt	8140-14-3,5
1121140	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,0 cm	ch 14	sæt	8140-14-4,0
1121145	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,5 cm	ch 14	sæt	8140-14-4,5
1121146	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 5,0 cm	ch 14	sæt	8140-14-5,0
1121150	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,0 cm	ch 16	sæt	8140-16-1,0
1121155	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,5 cm	ch 16	sæt	8140-16-1,5
1121157	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,7 cm	ch 16	sæt	8140-16-1,7
1121160	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,0 cm	ch 16	sæt	8140-16-2,0
1121162	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt 2,3 cm	ch 16	sæt	8140-16-2,3
1121163	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt 2,3 cm	ch 18	sæt	8140-18-2,3
1121165	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,5 cm	ch 16	sæt	8140-16-2,5
1121166	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,7 cm	ch 16	sæt	8140-16-2,7
1121170	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,0 cm	ch 16	sæt	8140-16-3,0
1121175	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,5 cm	ch 16	sæt	8140-16-3,5
1121180	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,0 cm	ch 16	sæt	8140-16-4,0
1121185	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,5 cm	ch 16	sæt	8140-16-4,5
1121190	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 5,0 cm	ch 16	sæt	8140-16-5,0
1121194	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,5 cm	ch 18	sæt	8140-18-1,5
1121196	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,0 cm	ch 18	sæt	8140-18-1,0
1121197	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,7 cm	ch 18	sæt	8140-18-1,7
1121220	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,0 cm	ch 18	sæt	8140-18-2,0
1121225	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,5 cm	ch 18	sæt	8140-18-2,5
1121227	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,7 cm	ch 18	sæt	8140-18-2,7
1121230	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,0 cm	ch 18	sæt	8140-18-3,0
1121235	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,5 cm	ch 18	sæt	8140-18-3,5
1121240	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,0 cm	ch 18	sæt	8140-18-4,0
1121245	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,5 cm	ch 18	sæt	8140-18-4,5
1121246	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 5,0 cm	ch 18	sæt	8140-18-5,0
1121255	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,5 cm	ch 20	sæt	8140-20-1,5
1121258	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,0 cm	ch 20	sæt	8140-20-2,0
1121260	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,5 cm	ch 20	sæt	8140-20-2,5
1121261	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 3,0 cm	ch 20	sæt	8140-20-3,0
1121262	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,0 cm	ch 20	sæt	8140-20-4,0
1121263	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 5,0 cm	ch 20	sæt	8140-20-5,0
1121264	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 2,0 cm	ch 24	sæt	8140-24-2,0
1121265	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 4,0 cm	ch 24	sæt	8140-24-4,0
1121291	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,7 cm	ch 12	sæt	8140-12-1,7
1122628	Mic-Key	Knapsonde Gastrostomisæt, 1,2 cm	ch 12	sæt	8140-12-1,2