

# PRODUKTDATABLAD

## Vygon Nutrifit sprøjte, enteral engangs

Vygon Nutrifit sprøjte er en engangssprøjte til anvendelse i forbindelse med enteral indgift af sondeernæring til pædiatriske og voksne patienter.

Vygon Nutrifit sprøjter er ENFit-kompatibel med ISO 80369.



<b>Materialer:</b>	Polypropylen (PP), polysiloxan (Si). Latexfri og DEHP-fri. Produktet indeholder ingen animalske eller biologiske produkter.
<b>Indikation:</b>	Anvendes i forbindelse med sondeernæring til pædiatriske og voksne patienter.
<b>Klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Steriliseret med ethylenoxid.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og uden direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 40 °C.
<b>Holdbarhed:</b>	Produktet er holdbart i op til 60 måneder. Se dato på emballage. Sprøjterne er til engangsbrug.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123660	Vygon Nutrifit	engangssprøjte, enteral ENFit	10 ml	æske á 100 stk.	1015.107
1123661	Vygon Nutrifit	engangssprøjte, enteral ENFit	20 ml	æske á 80 stk.	1015.207
1123662	Vygon Nutrifit	engangssprøjte, enteral ENFit	60 ml	æske á 60 stk.	1015.607

### For sundhedsfagligt personale