

# PRODUKTDATABLAD

## Danagrip tubular kompressionsbandage

Danagrip anvendes som støttebandage over led og muskler, efter fjernelse af gipsbandager og ved behandling af kredsløbsforstyrrelser. Danagrip erstatter anvendelsen af traditionelle bind og er specielt god, hvor patienten har tilladelse til selv at fjerne bandagen, idet den nemt kan genplaceres med nøjagtigt den samme kompression hver gang.

Danagrip kan anvendes enten enkelt eller dobbelt, afhængig af den ønskede kompression.

Kan vaskes ved 30 grader.

Latexfri



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Bomuld, lycra, polyamid
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur og uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Danagrip tubular kompressionsbandage

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4409410	Danagrip	komp.bandage, tubular str. A, hvid, børnearm/ben	4 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 30 æsker	50901
4409411	Danagrip	komp.bandage, tubular str. B, hvid, små hænder	6,25 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 24 æsker	50902
4409412	Danagrip	komp.bandage, tubular str. C, hvid, hånd,fod arm	6,75 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 24 æsker	50903
4409413	Danagrip	komp.bandage, tubular str. D, hvid, arme og ben	7,5 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 20 æsker	50904
4409414	Danagrip	komp.bandage, tubular str. E, hvid, ben og knæ	8,75 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 18 æsker	50905
4409415	Danagrip	komp.bandage, tubular str. F, hvid, knæ og lår	10 cm x 10 m	æske a 1 stk - krt a 22 stk	50906
4409416	Danagrip	komp.bandage, tubular str. G, hvid, store lår	12 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 20 æsker	50907
4409417	Danagrip	komp.bandage, tubular str. H, hvid, lille krop	14 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 14 æsker	50912
4409418	Danagrip	komp.bandage,tubular str. J,hvid,lille/mellem krop	18 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 12 æsker	50908
4409419	Danagrip	komp.bandage, tubular str. K, hvid, mellem krop	22 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 8 æsker	50909
4409420	Danagrip	komp.bandage, tubular str. L, hvid, stor krop	32,5 cm x 10 m	æske a 1 rl - krt a 6 æsker	50910