

PRODUKTDATABLAD

Rüsch indføringsmandrin

Flexibel indføringsmandrin med blød, rund spids til trachealtuber.



Produktet kan anvendes flere gange.

Indholdsstoffer/materiale: Polycinylchlorid (PVC)

PVC/ftalater: Ja/Ja

Latex: Nej

CE klassifikation: IIa

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1882921	Rüsch	indføringsmandrin 35 cm, flergangs	1,5 mm	æske a 10 stk	503000-000015
1882922	Rüsch	indføringsmandrin 40 cm, flergangs	2 mm	Æske a 10 stk	503000-000020
1882923	Rüsch	indføringsmandrin 40 cm, flergangs	2,6 mm	Æske a 10 stk	503000-000026
1882924	Rüsch	indføringsmandrin 45 cm, flergangs	3,3 mm	Æske a 10 stk	503000-000033
1882925	Rüsch	indføringsmandrin 45 cm, flergangs	4,3 mm	Æske a 10 stk	503000-000043
1882927	Rüsch	indføringsmandrin 500 mm, flergangs	5,6 mm	Æske a 10 stk	503000-000056