

PRODUKTDATABLAD

Rüsch AGT trachealtube med cuff præformet, oral, Murphy, steril

Endotracheal tube – præformet, oral med murphy eye

Klar endotracheal tube med low pressure cuff, i termosensitivt PVC.

Anvendes oftest til operationer i ansigt, hoved og hals.

Anvendes fra korte til mellemlange intubationer (up til 72 timer).

- Oral anlæggelse
- Atraumatisk spids og rund afpudset Murphys eye
- Kontinuerlig røntgentråd til verificering af tubeplacering
- Bredt sortiment fra 3,5 mm til 9,0 mm

Latexfri
Steril



Indholdsstoffer/materiale:	Tube af PVC og konektor af PP
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, eto-steriliseret
Opbevaring:	Opbevares tørt, mørkt og ved rumtemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch AGT trachealtube med cuff præformet, oral, Murphy, steril

Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1883035	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	3,5 mm	Æske a 10 stk.	111780-000035*
1883040	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	4,0 mm	Æske a 10 stk.	111780-000040*
1883045	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	4,5 mm	Æske a 10 stk.	111780-000045*
1883050	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	5,0 mm	Æske a 10 stk.	111780-000050*
1883055	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	5,5 mm	Æske a 10 stk.	111780-000055*
1883060	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	6,0 mm	Æske a 10 stk.	111780-000060*
1883065	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	6,5 mm	Æske a 10 stk.	111780-000065*
1883072	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	7,0 mm	Æske a 10 stk.	111780-000070*
1883075	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	7,5 mm	Æske a 10 stk.	111780-000075*
1883080	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	8,0 mm	Æske a 10 stk.	111780-000080*
1883085	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	8,5 mm	Æske a 10 stk.	111780-000085*
1883090	Rüsch AGT trachealtube	med cuff præformet, oral, Murphy, steril	9,0 mm	Æske a 10 stk.	111780-000090*

Anbefalet liggetider for Rüsch tuber

