

PRODUKTDATABLAD


Prolaps Fame pessarring, silikone, hvid, steril

Wing Plasts Prolapse ring fås i forskellige størrelser.
Ringene er lavet af silikone.

Wing Plasts Prolapse ring er designet til at forhindre genitalprolaps.

- Fås i forskellige størrelser
- Fremstillet af silikone
- Sterile i enhedspakken

Prolaps- og inkontinensringe er effektive hjælpemidler ved en række gynækologiske problemer, og i mange tilfælde skal patienten ikke gennemgå nogle kirurgiske indgreb.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Ja
Opbevaring:	Ved stuetemperatur væk fra direkte sollys og andre varmekilder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Prolaps Fame pessarring, silikone, hvid, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0228239	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 0, steril	43 mm	Æske á 1 stk.	PER00
0228240	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 1, steril	51 mm	Æske á 1 stk.	PER01
0228241	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 2, steril	55 mm	Æske á 1 stk.	PER02
0228242	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 3, steril	62 mm	Æske á 1 stk.	PER03
0228243	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 4, steril	67 mm	Æske á 1 stk.	PER04
0228244	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 5, steril	74 mm	Æske á 1 stk.	PER05
0228245	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 6, steril	80 mm	Æske á 1 stk.	PER06
0228246	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 7, steril	87 mm	Æske á 1 stk.	PER07
0228247	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 8, steril	95 mm	Æske á 1 stk.	PER08
0228248	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, fleksibel, str. 9, steril	99 mm	Æske á 1 stk.	PER09
0228208	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 0, st	45 mm	Æske á 1 stk.	9614-0
0228209	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 1, st	51 mm	Æske á 1 stk.	9614-1
0228210	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 2, st	57 mm	Æske á 1 stk.	9614-2
0228205	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 3, st	64 mm	Æske á 1 stk.	9614-3
0228211	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 4, st	70 mm	Æske á 1 stk.	9614-4
0228212	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 5, st	76 mm	Æske á 1 stk.	9614-5
0228213	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 6, st	83 mm	Æske á 1 stk.	9614-6
0228214	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 7, st	89 mm	Æske á 1 stk.	9614-7
0228125	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 8, st	95 mm	Æske á 1 stk.	9614-8
0285216	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 9, st	103 mm	Æske á 1 stk.	9614-9
0228217	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, m/support, hvid, strl 10, st	108 mm	Æske á 1 stk.	9614-10
0228218	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 2 , steril	57 mm	Æske á 1 stk.	9615-2
0228206	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 3 , steril	64 mm	Æske á 1 stk.	9615-3
0228219	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 4 , steril	70 mm	Æske á 1 stk.	9615-4
0228220	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 5 , steril	76 mm	Æske á 1 stk.	9615-5
0228221	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 6 , steril	83 mm	Æske á 1 stk.	9615-6
0228222	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 7 , steril	89 mm	Æske á 1 stk.	9615-7
0228223	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, donut, hvid, str. 8 , steril	95 mm	Æske á 1 stk.	9615-8
0228234	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, inkon m. knop, strl 2, st	57 mm	Æske á 1 stk.	9616-2
0228207	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, inkon m. knop, strl 3, st	64 mm	Æske á 1 stk.	9616-3
0228235	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, inkon m. knop, strl 4, st	70 mm	Æske á 1 stk.	9616-4
0228236	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, inkon m. knop, strl 5, st	76 mm	Æske á 1 stk.	9616-5
0228237	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, inkon m. knop, strl 6, st	83 mm	Æske á 1 stk.	9616-6
0228238	Prolaps Fame	Pessar ring, silikone, inkon m. knop, strl 7, st	89 mm	Æske á 1 stk.	9616-7