

# PRODUKTDATABLAD

## Flexicare, ventilationspose, silikone, flergangs

Flexicare silikone ventilationspose designet til brug i halvåbne ventilationssystemer eller med anæstesimaskiner.

- Genanvendelig og autoklaverbar. Tåler maskinvask.
- Ftalat-fri materialer der sikrer en reduceret risiko for PFT sensitivitet og allergi
- Integreret hang til fastgørelse
- Tilgængelig i forskellige størrelser for at imødekomme patientbehov



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	IIA
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Gældende retningslinjer
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1882436	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	0,5 l	Æske á 5 stk.	038-83-905SIL
1882437	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	1 l	Æske á 5 stk.	038-82-910SIL
1882438	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	1,5 l	Æske á 5 stk.	038-82-915SIL
1882439	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	2 l	Æske á 5 stk.	038-81-920SIL
1882440	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	2,3 l	Æske á 5 stk.	038-81-923SIL
1882441	Flexicare	ventilationspose, silikone, flergangs	3 l	Æske á 5 stk.	038-81-930SIL