

PRODUKTDATABLAD

NOBANETZ tubular netfiksering

Nobanetz elastisk, stormasket tubular netbandage, er særdeles velegnet til fiksering, af bandager og kompresser på vanskeligt bandagerbare steder.

Alle størrelser er 25 meter i længden – strakt.

Vævningen er grov og jo større størrelse, des større masker i vævningen.

En farvekode angiver størrelsen.

74 % polyamid og 26% elastan.

Til engangsbrug.



PRODUKTDATABLAD

NOBANETZ tubular netfiksering

Indholdsstoffer:	Polyamid, elasthan
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej
Holdbarhed:	5år
Opbevaring:	Stuetemperatur
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.	Vidde i cm. Udstrakt ca. mål
4226000	Nobanetz	elastisk netfiksering, finger nr. 0,	krt. a 60 stk.	302000	9-11cm
4226010	Nobanetz	elastisk netfiksering, hånd nr. 1	krt a 10 stk	302010	17-20 cm
4226020	Nobanetz	elastisk netfiksering, arm nr. 2	krt a 7 stk	302020	23-28 cm
4226030	Nobanetz	elastisk netfiksering, underben nr. 3	krt a 5 stk	302030	26-31 cm
4226040	Nobanetz	elastisk netfiksering, knæ nr. 4	krt. a 60 stk.	302040	30-35 cm
4226050	Nobanetz	elastisk netfiksering, hoved nr. 5	krt a 4 stk	302050	36-45 cm
4226055	Nobanetz	elastisk netfiksering, lår nr. 5,5	krt a 4 stk	302055	59-75 cm
4226060	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(barn) nr. 6	krt a 3 stk	302060	77-94 cm
4226070	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(junior) nr. 7	krt a 36 stk	302070	89-109 cm
4226080	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(voksen) nr. 8	krt a 24 stk	302080	93-114 cm
4226100	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(voksen), XL, nr. 10	krt a 2 stk	302100	135-166 cm