

PRODUKTDATABLAD

Flexima 3S, basisplade

Flexima 3S systemet har et nyt behageligt, sikkert og fleksibelt koblingsystem.

Det er nemt at sætte posen på pladen, fordi systemet giver mulighed for styret påsætning. Pladen har en blomsterformet sikker og fleksibel hudklæber. Den har en god udvaskningsresistens overfor afføring/urin.

Pladen findes med 45, 55, 65 og 80 mm koblingsring.



Indholdsstoffer/materiale:	Ethylene vinyl Acetate (EVA), PP, SEBS Polyethylene film, hydrocolloid material, LDPE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I usteril
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Ingen særlig. Se instruktion vedlagt produktet
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Flexima 3S, basisplade

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395701	936420N	Flexima 3S basisplade 20 mm hul, løftbar flange	45 mm ring	æske a 5 stk.
0395702	936425N	Flexima 3S basisplade 25 mm hul, løftbar flange	45 mm ring	æske a 5 stk.
0395703	936430N	Flexima 3S basisplade 30 mm hul, løftbar flange	45 mm ring	æske a 5 stk.
0395706	936535N	Flexima 3S basisplade 35 mm hul, løftbar flange	55 mm ring	æske a 5 stk.
0395707	936540N	Flexima 3S basisplade 40 mm hul, løftbar flange	55 mm ring	æske a 5 stk.
0395709	936645N	Flexima 3S basisplade 45 mm hul, løftbar flange	65 mm ring	æske a 5 stk.
0395700	936415N	Flexima 3S basisplade opklipbar 15-30 mm hul, løftbar flange	45 mm ring	æske a 5 stk.
0395704	936515N	Flexima 3S basisplade opklipbar 15-40 mm hul, løftbar flange	55 mm ring	æske a 5 stk.
0395708	936615N	Flexima 3S basisplade opklipbar 15-50 mm hul, løftbar flange	65 mm ring	æske a 5 stk.
0395716	936815N	Flexima 3S basisplade opklipbar 15-65 mm hul, løftbar flange	80 mm ring	æske a 5 stk.

* Henviser til producentens reference nr.