

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Gold 2-vejs silikoniseret latex ballonkateter, steril


### Rüsch Gold 2-vejs silikoniseret latex ballonkateter, almindelig og postoperativt brug

Rüsch Gold silikolatex ballonkateter er et kateter beregnet til korttidsbrug til standard drænage og postoperativt. Ventil til Luer/Luer-lock.

To ballonstørrelser til hhv. almindelig brug 5/15ml og post-operativt 30/50ml.

Silikolatex er et latex kateter, der er silikoniseret. Det findes i to længder hhv. ca. 25 cm til kvinder med Nelaton spids med 2 øjne og ca. 40 cm til mænd med både Nelaton spids og 2 øjne samt Tiemann spids med 1 øje – se billede. Desuden findes der 4 varianter, der er forstærket med en spiral i væggen, hvilket giver størst mulig fleksibilitet og konsistent stort lumen.

Se oversigt i skema s. 2.



**Indholdsstoffer/materiale:** Latex, silikone

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Ja

**CE klassifikation:** Klasse II a

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Kan anvendes op til 5 dage

**Opbevaring uåbnet:** Tørt og ved stuetemperatur

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inderemballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yderemballage:** Forbrænding

**Bemærkninger:**

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Gold 2-vejs silikoniseret latex ballonkateter, steril

### Mediqs sortimentsoversigt:

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs- enhed	Ref. Nr.
0602208	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 3 ml, 30 cm, steril	ch 8	æske a 10 stk	ÆSKE	180003-00080
0602210	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 3 ml, 30 cm, steril	ch 10	æske a 10 stk	ÆSKE	180003-000100
0606022	Rüsch Gold	Silkolatex kvinde ballonkateter, 25cm, 5/10ml, steril, kort	ch. 12	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180105-000120
0606024	Rüsch Gold	Silkolatex kvinde ballonkateter, 25cm, 5/15ml steril, kort	ch. 18	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180105-000180
0606026	Rüsch Gold	Silkolatex kvinde ballonkateter, 25cm, 5/15ml steril, kort	ch. 20	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180105-000200
0606130	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 5/15ml, steril kort 25cm	ch. 22	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180105-000220
0602212	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/10ml, steril	ch. 12	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000120
0602214	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/10ml, steril	ch. 14	Æske á 10 stk. – krt a 450 stk	ÆSKE	180605-000140
0602216	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 16	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000160
0602218	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 18	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000180
0602220	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 20	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000200
0602222	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 22	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000220
0602224	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 24	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000240
0602226	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 26	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000260
0602228	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 28	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000280
0602230	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 5/15ml, steril	ch. 30	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180605-000300
0606230	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann 5/10ml,	ch. 12	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181305-000120
0606232	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 5/10ml, steril	ch. 14	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181305-000140
0606234	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 5/15ml, steril	ch. 16	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181305-000160
0606236	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 5/15ml, steril	ch. 18	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181305-000180
0606238	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 5/15ml, steril	ch. 20	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181305-000200
0604040	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 12	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000120
0604042	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 14	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000140
0604044	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 16	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000160
0604046	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 18	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000180
0604048	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 20	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000200
0604050	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 22	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000220
0604052	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 24	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000240
0604054	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 26	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000260
0604056	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 28	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000280
0604058	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, 30/50ml, steril	ch. 30	Æske á 10 stk.	ÆSKE	180630-000300
0606124	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 30/50ml, steril	ch. 14	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181330-000140
0606126	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 30/50ml, steril	ch. 16	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181330-000160
0606128	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, Tiemann, 30/50ml, steril	ch. 18	Æske á 10 stk.	ÆSKE	181330-000180
0602126	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, forstærket, 30/50ml,	ch. 20	Æske á 10 stk.	ÆSKE	183530-000200
0602128	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, forstærket, 30/50ml,steril	ch. 22	Æske á 10 stk.	ÆSKE	183530-000220
0602130	Rüsch Gold	Silkolatex ballonkateter, 40cm, forstærket, 30/50ml,steril	ch. 24	Æske á 10 stk.	ÆSKE	183530-000240