

PRODUKTDATABLAD

LoFric Origo POBE, PVC-Fri

LoFric Origo POBE, PVC-Fri

Et kateter til mænd og drenge, klar til brug med det samme når vandposen er udløst, og som gør livet lettere for både erfarne og nye brugere. Kateteret leveres i en smart og diskret pakning, der er let at medbringe og anvende, uanset hvor du er. Det unikke justerbare integrerede håndtag for bedre kontrol af kateteret og optimal hygiejne.

- Aktiveres ved et tryk på vandposen med saltvandsopløsning – klar til brug med det samme herefter
- Kan foldes til diskret lommestørrelse
- Den selvklæbende tape kan let monteres på en ren og tør overflade
- Justerbart integreret håndtag for bedre greb og kontrol af kateteret – uden at berøre det
- Glatte huller for maksimal komfort
- Diskret pakning der også kan anvendes som hygiejnisk affaldspose
- Foldbart aktiveret i 24 timer



Indholdsstoffer/materiale:	Polyvinyl pyrrolidone (PVP), polyolefinbaseret elastomer (POBE), polyethylen terephthalate (PET), aluminium, polyethylen (PE), Sterilt saltvandsopløsning (NaCl), (vandpose - aluminium)
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse 1-s
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Svanemærket
Opbevaring uåbnet:	Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3,5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yderemballage:	Genbrug

PRODUKTDATABLAD

LoFric Origo POBE, PVC-Fri

Bemærkninger: -

Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
1062508	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Børnekateter 30 cm, sterilt	Ch 8	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4420820
1062510	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Børnekateter 30 cm, sterilt	Ch 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4421020
1062512	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Børnekateter 30 cm, sterilt	Ch 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4421220
1062520	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4431020
1062522	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4431220
1062524	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4431420
1062526	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 16	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4431620
1062528	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 18	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4431820
1062540	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Tiemann Kateter 40 cm, sterilt	Ch 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4441020
1062542	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Tiemann Kateter 40 cm, sterilt	Ch 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4441220
1062544	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Tiemann Kateter 40 cm, sterilt	Ch 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4441420
1062546	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Tiemann Kateter 40 cm, sterilt	Ch 16	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4441620
1062548	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Tiemann Kateter 40 cm, sterilt	Ch 18	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4441820
1062527	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Flexible kateter, 40cm, steril	Ch 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4451220
1062529	LoFric Origo POBE, PVC-Fri	Flexible kateter, 40cm, steril	Ch 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4451420