

PRODUKTDATABLAD

Curan hydrofilcoatede katetre

Curan kateteret er et hydrofilcoated engangskateter, som er sikkert og nemt at anvende.

Kateteret skal tilføjes vand som aktiverer hydrofil-belægningen på kateteret på 25 sekunder, hvorefter friktion under indføring er minimal.

De fintpolerede bløde øjne minimerer irritation i urinrøret under kateterisation, mens den glatte overflade samt kateterets fasthed sikrer god kontrol under indføring. Pakningen er sikker, handicapvenlig og let at åbne.

Nelatonkateteret til mænd har et blått greb, som sikrer hygiejnisk indføring af kateteret.

Curan katetre er pakket enkeltvis og steril.



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | PVC |
| PVC/ftalater: | Ja/Nej (DEHP-fri) |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I-S |
| Steril vare: | Ja |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Opbevares tørt ved 5-25 °C. Undgå direkte sollys. |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 3 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Curan hydrofilcoatede katetre

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|----------------------|--|--------|----------------|----------|
| 1094512 | Curan hydrofilcoated | Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 8 | Æske a 30 stk. | 203738 |
| 1094513 | Curan hydrofilcoated | Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 10 | Æske a 30 stk. | 203740 |
| 1094514 | Curan hydrofilcoated | Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 12 | Æske a 30 stk. | 203742 |
| 1094515 | Curan hydrofilcoated | Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 14 | Æske a 30 stk. | 203744 |
| 1094516 | Curan hydrofilcoated | Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 16 | Æske a 30 stk. | 203746 |
| 1094517 | Curan hydrofilcoated | Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 8 | Æske a 30 stk. | 203748 |
| 1094518 | Curan hydrofilcoated | Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 10 | Æske a 30 stk. | 203750 |
| 1094519 | Curan hydrofilcoated | Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 12 | Æske a 30 stk. | 203752 |
| 1094520 | Curan hydrofilcoated | Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 14 | Æske a 30 stk. | 203754 |
| 1094521 | Curan hydrofilcoated | Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 16 | Æske a 30 stk. | 203756 |
| 1094522 | Curan hydrofilcoated | Tiemannkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 12 | Æske a 30 stk. | 203762 |
| 1094523 | Curan hydrofilcoated | Tiemannkateter 40 cm, DEHP-fri, steril | Ch. 14 | Æske a 30 stk. | 203764 |