

PRODUKTDATABLAD

Medicina flaskeadapter, ENFit

Flaskeadaptere med ENFit konnektor sættes i flaskehalsen på flydende medicin. Flaskeadapteren gør det lettere at trække flydende medicin op i en ENFit oral/enteral sprøjte. Det reducerer "dead space" inde i ENFit konnektoren af en ENFit oral/enteral sprøjte, ligesom det også reducerer medicinspild.

OBS vare: 1123595 er til morfin flasker



Materialer:	Polypropylen
Indikation:	-
Klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	N/A
Holdbarhed:	Se holdbarhed på emballage
Bortskaffelse:	Forbrænding/genbrug

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123400	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	10,5-11 mm	æske a 50 stk	BA07L
1123592	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	15-16,5 mm	æske a 50 stk	BA02L
1123593	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	15,5-18 mm	æske a 50 stk	BA08L
1123594	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	18-19,5 mm	æske a 50 stk	BA03L
1123595	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	18,5-20,5 mm	æske a 50 stk	BA05L
1123596	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	20-21,5 mm	æske a 50 stk	BA06L
1123597	Medicina	Flaskeadapter, ENFit	25,5-27 mm	æske a 50 stk	BA04L

For sundhedsfagligt personale