

PRODUKTDATABLAD

Peristeen Plus slange med blå konektor

Peristeen® Plus Slinger

Peristeen® Plus Slinger skal bruges sammen med Peristeen® Plus systemet.

Peristeen® Plus Slinger indeholder:

2 slanger med turkise konnekter.

Slangen med de turkise konnekter kan udskiftes, hvis det ønskes. Slangen skal anvendes sammen med katetret og pumpen.



Indholdsstoffer/materiale:

-

PVC/ftalater:

Ja

Latex:

-

CE klassifikation:

I

Steril:

Nej

Opbevaring:

Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato:

3 år

Bortskaffelse af vare:

Forbrænding

Bortskaffelse af emballage:

Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger:

-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1161232	Peristeen Plus	slange med blå konektor	-	æske a 2 stk	