

PRODUKTDATABLAD

Flexicare endotracheal tube, ventiseal oral/nasal

Flexicare endotracheal tube til oral/nasal brug.

En blid, skrå spids reducerer risikoen for potentielle traumer i det bløde væv under indsættelsen.

Lavtryks-cuff med høj volumen og en tynd ultrablød cuff-væg, der passer til luftrørets konturer for en effektiv forsegling.

Dobbelte guide-linjer ses tydeligt fra alle vinkler, hvilket faciliterer en sikker og præcis placering af cuff under stemmebåndet.

Produktet er til engangsanvendelse og bør ikke resteriliseres.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyvinylchlorid (PVC)
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1883030	Flexicare	endotracheal tube, ventiseal oral/nasal	str 10	æske a 10 stk	038-971-100
1883031	Flexicare	endotracheal tube, ventiseal oral/nasal	str 10,5	æske a 10 stk	038-971-105
1883032	Flexicare	endotracheal tube, ventiseal oral/nasal	str. 11	æske a 10 stk	038-971-110