

# PRODUKTDATABLAD

Flexicare Ventiseal tube, endotracheal oral / nasal, murphy eye, cuff st.

## VentiSeal Cuffed tuber (HVLP)

VentiSeal HVLP manchete fordeler trykket over et større overfladeareal, hvilket minimerer risikoen for tracheal vævsnekrose. Den tynde og ultraglatte manchetvæg tilpasser sig luftrørets omrids for at sikre en effektiv forsegling uden at presse eller forårsage folder på trachea.

- Glat facetslebet tip
- Afrundet /skråt skåret spids
- Murphys eye
- Kontinuerlig røntgentråd til verificering af tubeplacering
- Tydelig stemmelæbemærkning til identifikation af korrekt placering
- Længde og størrelse ses på tuben



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PP, medicinsk PVC, rustfrit stål og silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (DEHP-fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, ETO-steriliseret
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares koldt og tørt samt væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	4 år – se holdbarhedsdato på emballagen
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

2041-0291-01 / 27.02.2018

# PRODUKTDATABLAD

Flexicare Ventiseal tube, endotracheal oral / nasal, murphy eye, cuff st.

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1883220	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 3	Æske a 10 stk.	038-971-030
1883221	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 3,5	Æske a 10 stk.	038-971-035
1883222	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 4	Æske a 10 stk.	038-971-040
1883223	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 4,5	Æske a 10 stk.	038-971-045
1883224	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 5	Æske a 10 stk.	038-971-050
1883225	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 5,5	Æske a 10 stk.	038-971-055
1883226	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 6	Æske a 10 stk.	038-971-060
1883227	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 6,5	Æske a 10 stk.	038-971-065
1883228	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 7	Æske a 10 stk.	038-971-070
1883229	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 7,5	Æske a 10 stk.	038-971-075
1883230	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 8	Æske a 10 stk.	038-971-080
1883231	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 8,5	Æske a 10 stk.	038-971-085
1883232	Flexicare Ventiseal tube	Endotracheal oral/nasal, Murphy eye, cuff, steril	Str. 9,0	Æske a 10 stk.	038-971-090

2041-0291-01 / 27.02.2018