

PRODUKTDATABLAD

Sterilite éngangs produkter til autoklivering

Sterilite éngangsartikler, klar til sterilisering ved enten ETO, plasma eller dampautoklivering. CE mærket klasse 1 medicinsk udstyr. Produktet er produceret under strenge kvalitetskrav og i henhold til ISO9001.

Produkterne laves af smeltet polypropylen, som presses i form ved 247 grader Celcius.

Både produktion og pakning foretages af robotter i renrum, således at produkterne opnår den renhedsgrad der kræves for materialer til sterilisation.



SteriLite-produkter er til engangsbrug og bør ikke genbehandles efter brug.

Materiale: Polypropylen

CE klassifikation: Cl. 1

Bortskaffelse af vare: Som husholdningsaffald/ plastik til genanvendelse

Bortskaffelse emballage Som husholdningsaffald

Opbevaring I den primære og sekundære emballage, ikke direkte på gulvet, men på en palle eller hylde i et rent, tørt, ventileret rum ved en temperatur ved 10 ° C - 25 ° C

Holdbarhed: Produkterne har en holdbarhed på 60 måneder fra datoen for fremstilling, ved korrekt opbevaring

PRODUKTDATABLAD

Sterilite éngangs produkter til autoklivering

Sortimentsoversigt

3310160	Sterilite	gallipot	250 ml	krt a 1050 stk	GP100
3310163	Sterilite	nyreskål	750 ml	krt a 450 stk	KB250
3310169	Sterilite	målekande	1000 ml	krt a 100 stk	J1000
3310182	Sterilite	bakke m. 3 rum	220 mm x 150 mm x 24 mm	krt a 200 stk	LCT1803/LCT1809
3310184	Sterilite	gallipot	60 ml	krt a 2000 stk. (40 pk a 50 stk.)	GPS60
3310185	Sterilite	gallipot	120 ml	krt a 1000 stk. (20 pk a 50 stk.)	GPS120
3310186	Sterilite	skål	1000 ml	krt a 340 stk	SB170
3310187	Sterilite	skål	2000 ml	krt a 220 stk	SB200
3310188	Sterilite	balje	355 mm x 120 mm	krt a 135 stk	TB350
3310189	Sterilite	bakke m. 4 rum	220 mm x 150 mm x 24 mm	krt a 160 stk	LCT2215S
3310190	Sterilite	instrumentbakke	430 mm x 330 mm x 64 mm	krt a 63 stk	ST4330
3310191	Sterilite	holder til diathermi	190 mm x 65 mm	krt a 75 stk	QV30