

PRODUKTDATABLAD

PICO 14 system til negativ trykbehandling, steril

Pico 14 NPWT er et lille klar-til-brug engangssystem med pumpe og 2 bandager. Anvendes som negativ trykterapi til alle former for kroniske og akutte sår. Sårbandagen er en højabsorberende skånsomt klæbende bandage, der tilsluttes den lille pumpe, der leverer et kontinuerligt negativt tryk på 80mmHg. Sættet er til 14 dages behandling og kan håndtere sår med en dybde på max 7cm. Diskret og enkel i brug.

Sættet består af pumpe, 2 sårbandager, fikseringsstrips, 2x2 batterier og bælteclips.

Udførlig vejledning medfølger.

Multipack og multisite bandagerne kan anvendes sammen med både Pico 7 eller Pico 14.



Indholdsstoffer:	Bandage: silikone/acrylat klæber, polyurethanfilm, polyacrylat/cellose airlaid lag, acrylat/copolymer/nylon filter. Pumpe: diverse elektroniske komponenter, stål batteriholder, stål batteri kontaktflader, Lithium-ion disulfid batterier
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja (bandage), usteril (pumpe)
Holdbarhed:	2 år
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys, max. 25gr C
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding (bandage)
Bortskaffelse under emballage:	Pumpe bortskaffes som medicinsk udstyr, emballage forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Batterier opsamles i dertil indrettede batteribeholdere Nej

PRODUKTDATABLAD

PICO 14 system til negativ trykbehandling, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
KIT med bandage og pumpe					
4201076	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802042
4201077	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802043
4201078	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	10 cm x 40 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802044
4201079	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 15 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802045
4201080	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802046
4201081	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 30 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802047
4201082	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	20 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802048
4201083	PICO 14	kit med pumpe og 2 bandager, steril	25 cm x 25 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802049
4201084	PICO 14 Multisite	kit med pumpe og 2 bandager, steril	15 cm x 20 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802040
4201085	PICO 14 Multisite	kit med pumpe og 2 bandager, steril	20 cm x 25 cm	æske a 1 sæt - krt a 3 æsker	66802041
5-pak bandager					
4201040	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802022
4201041	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 30 cm	æske a 5 stk	66802023
4201042	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	10 cm x 40 cm	æske a 5 stk	66802024
4201043	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk	66802025
4201044	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802026
4201045	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	15 cm x 30 cm	æske a 5 stk	66802027
4201046	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802028
4201047	PICO	Multipack 5 bandager incl/fikseringsstrimmel,steri	25 cm x 25 cm	æske a 5 stk	66802029
4201048	PICO	Multisite small, 5 bandager, steril	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk	66802020
4201049	PICO	Multisite large, 5 bandager,steril	20 cm x 25 cm	æske a 5 stk	66802021

PRODUKTDATBLAD

PICO 14 system til negativ trykbehandling, steril