

# PRODUKTDATABLAD

## Unomedical urinpose, 10 cm skrå slange, drejeventil

### Unomedical urinpose

600 ml, 10 cm slange, drejeventil, skråt indløb

Benpose til urinopsamling, hvor posen forbindes til et kateter eller uridom.

Med enhåndsbetjent bundaftapning med drejeventil.

Med 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyethylen, PVC, silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/DEHP-fri, uden mærkningspligtige ftalater
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved 5-25 grader Celsius
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Unomedical urinpose, 10 cm skrå slange, drejeventil

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0165010	Unomedical	urinpose, 10 cm skrå slange, drejeventil +4 cm	600ml	Bdt. a 10 stk. – Krt. a 150 stk.	17 347 0-10