

PRODUKTDATABLAD

Qufora benpose tømbar, krydsventil, +4cm silikone, 750 ml

Qufora benpose tømbar 750 ml

Enkammerpose med krydsventil er en singlepacked enkammerpose uden nonwoven bagside og med 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose.

Qufora urinpose på 750 ml, findes med 2 forskellige slangelængder på hhv. 10 og 50 cm.

Begge modeller har non return ventil og "knaphuller" til fastgørelse af Qufora velcrobånd, som er velegnende til fiksering af urinposen.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, PP, PE, silikone
PVC/ftalater:	Ja / Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt ved normal rumtemperatur
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Qufora benpose tømbar, krydsventil, +4cm silikone, 750 ml

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0163111	Qufora	Benpose tømbar 50cm, krydsventil, +4cm silikone	750 ml	Æske a 25 stk.	ÆSKE	940766
0163112	Qufora	Benpose tømbar 10cm, krydsventil, +4cm silikone	750 ml	Æske a 25 stk.	ÆSKE	940767