

# PRODUKTDATABLAD

## Qufora benpose enkammer poser med krydsventil

**Qufora benpose** med krydsventil er en singlepacked enkammer pose med 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose. Findes med 3 forskellige slangelængder og i 2 forskellige størrelser hhv. 600 og 800 ml.

**Benposen med 10 cm slange** har skråt indløb. Er uden non woven bagside, hvilket gør det muligt at placere posen på højre eller venstre ben.

**Benposen med 30 cm slange** har lige indløb med fast slange og vliesbagside.

**Benposen med 50 cm justérbar slange** har vliesbagside. Den løse konektor ligger singlepacked sammen med posen.

Alle modeller har non return ventil og "knaphuller" til fastgørelse af velcrobånd.



**Indholdsstoffer/materiale:** PVC, PP, PE, silikone

**PVC/ftalater:** Ja / Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt mellem 0°C og 35°C. Undgå direkte sollys.

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:**

# PRODUKTDATABLAD

## Qufora benpose enkammer poser med krydsventil

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn                      | Varebeskrivelse                                      | Str.   | Indhold                          | Ref. nr. |
|---------|---------------------------|--|--------|----------------------------------|----------|
| 0163001 | Qufora urinpose non-woven | Benpose, 50cm justerbar, krydsaftap. +4cm silikone   | 600 ml | Æske a 25 stk. – Krt. a 100 stk. | 201607   |
| 0163006 | Qufora urinpose non-woven | Benpose 30 cm med krydsventil                        | 600 ml | Æske a 25 stk.                   | 201606   |
| 0163013 | Qufora urinpose non-woven | Benpose, 50cm justerbar, krydsaftap. +4cm silikone   | 800 ml | Æske a 25 stk. – Krt. a 100 stk. | 201604   |
| 0163102 | Qufora                    | Benpose m/10cm skrå slange, krydsaft. + 4cm silikone | 600 ml | Æske. a 25 stk. – Krt. a 4 æsker | 201605   |