

PRODUKTDATABLAD

NOBAPAD syntetisk polstervat, usteril/steril

Nobapad syntetisk polstervat, blød og let strækbar, anvendes som polster under skinner og kompressionsbind m.v

Til engangsbrug

Fås i to størrelser i steril.



Indholdsstoffer:	100% polyestervat
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I-s
Steril vare:	Nej/ja
Særlig mærkning:	Nej
Holdbarhed uåbnet:	Usteril 5 år, steril 3 år fra sterilisationsdato
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Nej
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

NOBAPAD syntetisk polstervat, usteril/steril

Sortimentsoversigt

4470004	Nobapad syntetisk polstervat	ikke absorberende	4cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600804
4470006	Nobapad syntetisk polstervat	ikke absorberende	6cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600806
4470008	Nobapad syntetisk polstervat	ikke absorberende	8cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600808
4470010	Nobapad syntetisk polstervat	ikke absorberende	10cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 6 æsker	600810
4470015	Nobapad syntetisk polstervat	ikke absorberende	15cmx3m	æske a 20 stk.-krt. a 3 æsker	600815
4470030	Nobapad syntetisk polstervat	ikke absorberende, steril	10cmx3m	Æske a 10 stk.-krt. a 8 æsker	601810
4470031	Nobapad syntetisk polstervat	Ikke absorberende, steril	6cmx3m	æske a 10 stk.-krt. a 10 æsker	601806