

# PRODUKTDATABLAD

## U-Right blodsukkerapparat

U-Right blodsukkerapparat med dansk eller engelsk tale til blinde og svagsynede diabetikere. Sikker og nem betjening, med måling på kun 5 sekunder. Klar biplyd, når der er blod nok til at måle. Stort display med praktisk baggrundslys. Der er 7 lydstyrker på apparatet.

Leveres som start sæt med blodsukkerapparat, brugermanual, fingerprikker samt etui.



<b>Måleområde:</b>	1,1 – 33,0 mmol/l.
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Hukommelse:</b>	450 målinger med dato og tid
<b>Måletid:</b>	5 sekunder
<b>Gennemsnit:</b>	7, 14, 21, 28, 60 og 90 dage
<b>Blodmængde:</b>	0,5 µl
<b>Teststrimmel:</b>	50 stk. i beholder
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD class IIb
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej for apparat/ja for lancetter - bestråling
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	18 måneder - baseret på teststrimlernes udløb
<b>Holdbarhed teststriimler efter åbning:</b>	6 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

## U-Right blodsukkerapparat

<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen
<b>Blodketon:</b>	Nej
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Nej
<b>Levetid/garanti:</b>	2 år
<b>Trådløs overførsel til anden enhed:</b>	Nej
<b>Tal størrelse på display:</b>	1,8 cm
<b>Automatisk alarm hændelser:</b>	Ja, 4 alarmer
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet:</b>	Nej
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Apparat mål:</b>	10,2 x 5,7 x 2,15 cm
<b>Opbevaring for måleren:</b>	-20 °C til 60 °C
<b>Apparatets drift temperatur:</b>	+10 °C til +40 °C
<b>Måltidsmarkering:</b>	Ja, fastende og efter måltid
<b>Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:</b>	Ja
<b>Lys i strimmelport:</b>	Nej
<b>Batteri:</b>	2 stk. 1,5V AAA batteri
<b>Data overføres til PC:</b>	Ja, kræver særskilt kabel
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Teststrimler som passer til apparatet:</b>	6407012 U-Right teststrimler

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407010	34800	U-Right blodsukkerapparat	1 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.