


# PRODUKTDATABLAD

## Hi-Slip Single éngangskateter

Anvendes ved éngangskateterisation.  
Kateterposen fyldes med vand og hænges op via  
tapen bagpå kateteremballagen. Det coatede  
kateter bliver glat i løbet af 30 sekunder. Den blå  
Non-touch ring kan anvendes til bedre styring af  
katetret ved indføring.



<b>Indholdsstoffer:</b>	PVC, TOTM
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Ja - TOTM
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-s
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Hi-Slip Single éngangskateter

### Mediqs varesortiment

Vare nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str.	Salgsenhed	Ref. Nr.
1057182	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, blå, TOTM, steril	ch 8	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201552
1057183	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, sort, TOTM, steril	ch 10	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201553
1057184	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, hvid, TOTM, steril	ch 12	æske a 30 stk – krt a 4 æsker	201554
1057185	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, grøn, TOTM, steril	ch 14	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201555
1057186	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, orange, TOTM, steril	ch 16	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201556
1057187	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, rød, TOTM, steril	ch 18	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201557
1057188	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, gul, TOTM, steril	ch 20	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201558
1057189	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, lilla, TOTM, steril	ch 22	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201559
1057190	Hi-Slip single	Nelatonkateter, 40 cm, blå, TOTM, steril	ch 24	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	201560