

# PRODUKTDATABLAD

## Medicina pH indikatorstrimmel

Medicina pH indikatorstrimmel anvendes til at måle pH-værdi på maveindhold. Indikatortrimlen kan bruges til at påvise korrekt placering eller fejlplacering af nasalsonde ved at teste pH-værdien på aspiratet.



<b>Materialer:</b>	Fremstillet af cellulose og indikatorfarve.
<b>Indikation:</b>	Anvendes til at påvise korrekt placering eller fejlplacering af nasalsonde ved at teste pH-værdien på aspiratet.
<b>Klassifikation:</b>	Klasse: I
<b>Steril vare:</b>	Ej steril.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur.
<b>Holdbarhed:</b>	Indikatorstrimlerne har ubegrænset holdbarhed, men kan kun anvendes én gang.
<b>Bortskaffelse:</b>	Forbrænding.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123072	Medicina	pH indikatorstrimmel	-	Æske á 200 stk.	IN01
1123073	Medicina	pH indikatorstrimmel	-	Æske á 100 stk.	IN02

### For sundhedsfagligt personale