

# PRODUKTDATABLAD

## Medicina flaskeadapter, Trap ENFit

Flaskeadaptere med ENFit konnektor sættes i flaskehalsen på flydende medicin. Flaskeadapteren gør det lettere at trække flydende medicin op i en ENFit oral/enteral sprøjte. Det reducerer "dead space" inde i ENFit konnektoren af en ENFit oral/enteral sprøjte, ligesom det også reducerer medicinspild.



<b>Materialer:</b>	Polypropylen
<b>Indikation:</b>	-
<b>Klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	N/A
<b>Holdbarhed:</b>	Se holdbarhed på emballage
<b>Bortskaffelse:</b>	Forbrænding/genbrug

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123550	Medicina	Flaskeadapter, Trap ENFit	Universal størrelse	Æske a 50 stk	BA01L

### For sundhedsfagligt personale