

PRODUKTDATABLAD

Medicina stumpkanyle ENFit uden filter

Medicina stumpkanyle ENFit uden filter er en engangskanyle, som anvendes til optræk af væsker fra glasampuller i forbindelse med enteral indgift.

Produktet er kompatiblet med ENFit.



Materialer: Fremstillet af lilla ABS, rustfrit stål og polypropylen.

Indikation: Velegnet til optræk af væsker fra glasampuller ved enteral indgift. Kanylen er til engangsbrug og bør kun anvendes af sundhedsfagligt personale.

Klassifikation: Klasse: IIa

Steril vare: Steriliseret med ethylenoxid.

Opbevaring: Opbevares tørt uden direkte sollys.

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123441	Medicina stumpkanyle	ENFit uden filter	18G x 38 mm	æske á 50 stk.	MN01L

For sundhedsfagligt personale