

# PRODUKTDATABLAD

## Medicina stumpkanyle ENFit med filter

Medicina stumpkanyle ENFit med filter er en engangskanyle, som anvendes til optræk af væsker fra glasampuller i forbindelse med enteral indgift.

Kanylen er udstyret med et filter, beskytter patienten imod glaspartikler fra ampullen.

Produktet er kompatiblet med ENFit.



**Materialer:** Fremstillet af lilla ABS, rustfrit stål og polypropylen.

**Indikation:** Velegnet til optræk af væsker fra glasampuller ved enteral indgift. Kanylen er til engangsbrug og bør kun anvendes af sundhedsfagligt personale.

**Klassifikation:** Klasse: IIa

**Steril vare:** Steriliseret med ethylenoxid.

**Opbevaring:** Opbevares tørt uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** 5 år fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123443	Medicina stumpkanyle	ENFit med filter	18G x 38 mm	æske á 50 stk.	MN02L

### For sundhedsfagligt personale