


PRODUKTDATABLAD

Aquacolon rektalkateter med ballon

Aquacolon rektalkateter med ballon.
Produktet anvendes til
analirrigation/endetarmsskyl.

Der skal bruges en sprøjte med luerlock
til ballonen.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1161114	Aquacolon	Rektalkateter med ballon	Æske a 10 stk.	7-MMA-900-0094