

PRODUKTDATABLAD

Proper til Baxasprøjter

Prop til oral / enteral sprøjter. Enkeltpakket.
Fås både steriliseret og u-steriliseret.



Indholdsstoffer/materiale:	N/A
PVC/ftalater:	Nej / Nej
Latex:	Nej
Steril vare:	Bemærk udgave
Holdbarhed	Se holdbarhed på emballage
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding / genbrug
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding / genbrug

Mediqs varesortiment

Vare	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1128031	Baxter	Baxa prop	ps a 100 stk.	H93850300

For sundhedsfaglig personale