

PRODUKTDATABLAD

Amika Pump set enteralsæt TwoLine easybag

Amika dobbeltspike med ENfit connector. Anvendes som forbindelsesled mellem en sondeernæringspose og en ernæringssonde.

Hun ENFit konnektor for tilslutning til ENFit ernæringssonde. Y-connector for at kunne tilslutte to easybags og 3-vejs stophane til ENFit sprøjter.

Latexfri.



Materialer:	TPU, PP, PE, ABS, farve, MEK, PVC og CHN.
Indikation:	Anvendes som forbindelsesled mellem en sondeernæringspumpe og en ernæringssonde.
Klassifikation:	Klasse I.
Steril vare:	Ethylen og kuldioxid steril.
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	5 år.
Bortskaffelse:	Forbrænding / genbrug.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Indhold	Pakning	Reference
1124909	Amika Pump set	Enteralsæt TwoLine easybag	1 stk	Æske a 30 stk.	7751994

For sundhedsfagligt personale