

# PRODUKTDATABLAD

## Flocare Infinity Ernæringsæt

Flocare Infinity Ernæringsæt er en serie af ernæringsæt til engangsbrug, som anvendes med Infinity ernæringspumpe. Alle Flocare Infinity ernæringsæt er kompatible med ENFit og findes i 4 forskellige varianter.

**Pack set** anvendes til indgift af sondeernæring i pose.

**Universal set** anvendes til indgift af sondeernæring i plastik- og glasflaske.

**Mobile Pack set** anvendes til indgift af sondeernæring, når der anvendes Flocare Infinity Go Rygsæk. Det mobile ernæringsæt er længere end det almindelige ernæringsæt.

**Twin-Line set** anvendes til indgift af sondeernæring i pose og tillader indgift af to slags sondeernæring eller sondeernæring og sterilt vand samtidigt.

**Materialer:**

Fremstillet af PVC-godkendt til medicinsk brug, fri for DEHP og ftalater.

**Indikation:**

**Pack set** anvendes til indgift af sondeernæring i pose. **Universal set** anvendes til indgift af sondeernæring i plastik- og glasflaske. **Mobile Pack set** anvendes til indgift af sondeernæring. **Twin-Line set** anvendes til indgift af sondeernæring i pose og tillader indgift af to slags sondeernæring eller sondeernæring og sterilt vand samtidigt.

**Klassifikation:**

Klasse IIa.

**Steril vare:**

Enkeltvis sterilt pakket.

**Opbevaring:**

Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.

**Holdbarhed:**

Holdbar i 36 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen. Anvendes i op til 24 timer.

**Bortskaffelse:**

Bortskaffes som plastaffald.

**Mediqs varesortiment:**

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1125263	Flocare	Ernæringsæt, Twin-Line set Infinity	-	Krt. á 30 stk.	586518
1125264	Flocare	Ernæringsæt, Mobile Pack set Infinity	-	Krt. á 30 stk.	586520
1125265	Flocare	Ernæringsæt, Pack set Infinity	-	Krt. á 30 stk.	586514
1125266	Flocare	Ernæringsæt, Universal set Infinity	-	Krt. á 30 stk.	590084

**For sundhedsfagligt personale**