

# PRODUKTDATABLAD

## Vygon Nutrisafe2, flergangssprøjte

Vygon Nutrisafe2 flergangssprøjte anvendes til administration af medicin og enteral ernæring. Sprøjterne er kompatibel med ISO 80369-1.

Vygon Nutrisafe2 flergangssprøjte fås i seks størrelser. Sprøjterne er genanvendelige under forudsætning af grundig rengøring.



<b>Materialer:</b>	Polypropylen (PP), polysiloxan (Si). Latexfri og DEHP-fri. Produktet indeholder ingen animalske eller biologiske produkter.
<b>Indikation:</b>	Anvendes til administration af medicin og enteral ernæring.
<b>Klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril vare:</b>	Steriliseret med ethylenoxid.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
<b>Holdbarhed:</b>	Produktet er holdbart i op til 60 måneder. Se dato på emballage.
<b>Bortskaffelse:</b>	Bortskaffes som plastaffald.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123684	Vygon Nutrisafe2	Flergangssprøjte, steril	1 ml	Æske á 100 stk.	1012.01
1123685	Vygon Nutrisafe2	Flergangssprøjte, steril	2,5 ml	Æske á 100 stk.	1012.02
1183335	Vygon Nutrisafe2	Flergangssprøjte, steril	5 ml	Æske á 100 stk.	1012.05
1123655	Vygon Nutrisafe2	Flergangssprøjte, steril	10 ml	Æske á 100 stk.	1012.10
1123654	Vygon Nutrisafe2	Flergangssprøjte, steril	20 ml	Æske á 50 stk.	1012.20
1183336	Vygon Nutrisafe2	Flergangssprøjte, steril	60 ml	Æske á 60 stk.	1012.60

### For sundhedsfagligt personale