


PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrisafe2, Ernæringssonde PUR, steril

Vygon Nutrisafe2 ernæringssonde anvendes i forbindelse med sondeernæring til neonatale og pædiatriske patienter. Sonden er nem at anvende uden risiko for fejltilslutning og der opnås mindsket risiko for overdosering ved små medicindoser.

Vygon Nutrisafe2 ernæringssonde er kompatibel med ISO 80369 og fås i længderne 40, 50 og 75 cm samt ch-størrelse 5, 6 og 8. Sonden bør udskiftes efter 4 uger.



Materialer:	Hætte: thermoplastic elastomer (TPE-E), Slange: polyurethane (PU), Samling: polyvinylchlorid (PVC). Latexfri og DEHP-fri. Produktet indeholder ingen animalske eller biologiske produkter.
Indikation:	Anvendes i forbindelse med sondeernæring til neonatale og pædiatriske patienter.
Klassifikation:	Klasse: IIa
Steril vare:	Vygon Nutrisafe, sonde er steril. Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt og uden direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 40 °C.
Holdbarhed:	Produktet er holdbart i op til 60 måneder. Se dato på emballage. Anvendes i op til 4 uger.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123656	Vygon Nutrisafe2	ernæringssonde PUR, steril, 50 cm	ch 5, grå	Æske á 50 stk.	1361.052
1123658	Vygon Nutrisafe2	ernæringssonde PUR, steril, 50 cm	ch 6, grøn	Æske á 50 stk.	1361.062
1123678	Vygon Nutrisafe2	ernæringssonde PUR, steril, 75 cm	ch 6, grøn	Æske á 25 stk.	1363.062
1123682	Vygon Nutrisafe2	ernæringssonde PUR, steril, 50 cm	ch 8, blå	Æske á 50 stk.	361.082
1123683	Vygon Nutrisafe2	ernæringssonde PUR, steril, 40 cm	ch 5, grå	Æske á 50 stk.	1364.052

For sundhedsfagligt personale