

PRODUKTDATABLAD

Vygon ENClean Børste

Vygon ENClean Børste er en rensebørste til rengøring af ENFit kompatible enheder, som anvendes ved enteral ernæring.

Vygon ENClean Børste er genanvendelig til samme patient i op til 30 dage.

Børsten er designet til grundig rengøring af ENFit enheder, hvilket mindsker risikoen for kontaminering.

Vejledning i anvendelse kan findes på:
<http://www.encleantube.com/using-the-brush>



Materialer:	Fremstillet af polypropylen (PP) og silikone. Latexfri og DEHP-fri. Produktet indeholder ingen animalske eller biologiske produkter.
Indikation:	Velegnet til rengøring af ENFit-kompatible enheder, som anvendes ved enteral ernæring.
Klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Ikke steril.
Opbevaring:	Opbevares tørt og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen. Genanvendelig til samme patient i op til 30 dage.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123659	Vygon	ENClean Børste	1 stk.	æske á 10 stk.	VLENC1252122V

For sundhedsfagligt personale