

PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrisafe2, Adapter Male/Female ENFit

Vygon Nutrisafe2 Adapter Male/Female ENFit anvendes ved enteral ernæring og muliggør kobling mellem female Nutrisafe2 connector og male ENFit connector. Eksempelvis kobling mellem Nutrisafe2 sprøjter og ENFit ernæringssæt.

Adapteren anvendes i op til 24 timer.



Materialer: Fremstillet af PVC. Fri for latex og DEHP.

Indikation: Anvendes ved enteral ernæring og muliggør kobling mellem female Nutrisafe2 connector og male ENFit connector. Eksempelvis kobling mellem Nutrisafe2 sprøjter og ENFit ernæringssæt.

Klassifikation: Klasse I.

Steril vare: Nej.

Opbevaring: Opbevares tørt ved temperaturer mellem 5-40°C og uden direkte sollys.

Holdbarhed: Holdbar i 60 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen. Anvendes i op til 24 timer.

Bortskaffelse: Produktet bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123668	Vygon Nutrisafe2	Adapter Male/Female ENFit	-	Æske á 50 stk.	0VEACC510

For sundhedsfagligt personale