

PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrifit engangssprøjte, ENFit LDT

Vygon Nutrifit engangssprøjte LDT er en sprøjte med low dosis tip, som anvendes i forbindelse med enteral ernæring og indgift af lave doser medicin.

Vygon Nutrifit engangssprøjter LDT er ENFit-kompatibel med ISO 80369.



Materialer:	Polypropylen (PP), polysiloxan (Si). Latexfri og DEHP-fri. Produktet indeholder ingen animalske eller biologiske produkter.
Indikation:	Anvendes ved enteral ernæring i forbindelse med indgift af lave doser medicin.
Klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Steriliseret og pakket enkeltvis.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123671	Vygon Nutrifit	engangssprøjte, ENFit LDT	1 ml	Æske á 100 stk.	1015.018
1123672	Vygon Nutrifit	engangssprøjte, ENFit LDT	2,5 ml	Æske á 100 stk.	1015.028
1123674	Vygon Nutrifit	engangssprøjte, ENFit LDT	5 ml	Æske á 100 stk.	1015.058

For sundhedsfagligt personale