

PRODUKTDATABLAD


Vygon pump ernæringsæt universal ENFit, steril

Vygon Pump ernæringsæt til enteral ernæring med 3-vejs hane. Anvendes til patienter med behov for enteral ernæringsindgift.

Vygon Pump ernæringsæt universal med 3-vejs hane, ENFit har en indre diameter på 3,0 x 4,0 mm og en længde på 250 cm. Ernæringssettet har en volumen på 18 ml.

Sættet indeholder:

- 1 luftventileret flaskeadapter
- 1 proksimalt stik En+
- 1 klemme
- 1 3-vejs pumpekassette
- 1 3-vejs stophane
- 1 distalt stik Enfit
- 1 juletræsadapter med hætte
- 1 hængepose



Materialer:

-

Indikation:

Anvendes til patienter med behov for enteral ernæringsindgift

Klassifikation:

I

Steril vare:

Ja

Opbevaring:

Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.

Holdbarhed:

Se datomærkning på emballagen.

Bortskaffelse:

Bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1183410	Vygon pump	Ernæringsæt universal ENFit, steril	250 cm	Krt a 30 stk	0VENEP14RCS
1183405	Vygon pump	Ernæringsæt Dobbelt spike, ENFit	250 cm	Krt. á 30 stk.	0VENEEP14S
1183406	Vygon pump	Ernæringsæt uden 3-vejs hane, ENFit	250 cm	Krt. á 30 stk.	0VENEP11S
1183407	Vygon pump	Ernæringsæt med 3-vejs hane, ENFit	250 cm	Krt. á 30 stk.	0VENEP14R

For sundhedsfagligt personale