


PRODUKTDATABLAD

Pennine rektalsonde, steril

Pennine Rektalsonde med centralhul og 2 sidehuller.

Katetret har en blød afrundet varmebehandlet spids der nedsætter friktion. Findes i str. CH 18, 20, 22, 24, 26, 28 og 30.



Indholdsstoffer/materiale:	Medicinsk PVC, DEHT
PVC/ftalater:	Ja/Ingen mærkningspligtige ftalater
Latex	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Opbevaring uåbnet:	Tørt, mørkt og køligt er optimal
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år fra produktionsdatoen. Engangsanvendelse.
Bortskaffelse:	Bortskaffes på forbrændingen. Emballagen er genanvendelig.
Miljømærke:	Nej
Kvalitetsstyringssystem:	DE/EN ISO 9001, DS/EN ISO 13485, Miljø DS/EN 14001, Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1140145	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 18	æske a 100 stk. – krt. a 10 æsker.	AERC1818
1140146	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 20	æske a 100 stk. – krt. a 10 æsker.	AERC1820
1140147	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 22	æske a 100 stk. – krt. a 10 æsker	AERC1822
1140148	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 24	æske a 50 stk – krt a 10 æsker	AERC1824
1140149	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 26	æske a 50 stk. – krt. a 10 æsker.	AERC1826
1140150	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 28	æske a 50 stk – krt a 5 æsker	AERC1828
1140151	Pennine rektalsonde	40 cm, steril	Ch. 30	æske a 50 stk – krt a 5 æsker	AERC1830