

PRODUKTDATABLAD

Cenaman ENFit Enteral sprøjter

Cenaman ENFit Enteral sprøjter er engangssprøjter, som anvendes til administration af enteral ernæring samt indgift af væske og medicin.

Sprøjterne er ENFit kompatible (ISO 80369-3) for at undgå fejkobling.



Materialer:	Polyisopren, (PP) polypropylen, (PE) polyethylen. Fri for latex og DEHP.
Indikation:	Anvendes til enteral indgift af sondeernæring, væske og medicin i alle aldersgrupper.
Klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid. Pakket individuelt i steril emballage.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
Holdbarhed:	5 år fra produktionsdatoen. Anvendes i op til 24 timer.
Bortskaffelse:	Forbrænding.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123566	Cenaman	engangssprøjte enteral ENFit	10 ml	æske á 100 stk – krt a 15 æsker	3060983
1123567	Cenaman	engangssprøjte enteral ENFit	20 ml	æske á 100 stk – krt a 9 æsker	3052291
1123568	Cenaman	engangssprøjte enteral ENFit, centr. m hætte	60 ml	æske á 30 stk krt a 10 æsker	3060985

For sundhedsfagligt personale