

PRODUKTDATABLAD

Brava® elastisk kantsikring

Brava elastisk kantsikring passer til enhver klæberform og kropfacon. Den følger kroppens naturlige bevægelser og forhindrer klæberens yderkanter i at løsne sig, så klæberen holdes sikkert på plads. Er nem at påsætte.

Kantsikringen findes i fire forskellige modeller:

- Buet: til ovale og runde klæbere
- Buet XL: ekstra stor kantsikring med større klæbeareal
- Rektangulær: til firkantede klæbere
- Buet Ekstra: ekstra støtte



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan film, silikoneret papir, SIS, CMC, resin, kartoffelstivelse
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Brava® elastisk kantsikring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0360044	Brava	Elastisk kantsikring, buet		Æske a 20 stk.	12070
0360054	Brava	Elastisk kantsikring, buet extra		Æske a 20 stk.	12072
0360055	Brava	Elastisk kantsikring, rektangulær		Æske a 20 stk.	12074
0360057	Brava	Elastisk kantsikring, buet	X-large	Æske a 20 stk.	12076