

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Convex blød 1-dels colostomipose med vindue

SenSura Mio Convex Blød er en lukket colostomipose med en tilpasningsvenlig convexskål med integrerede flexlinjer, som sikrer stabilitet omkring stomien og samtidig er fleksibel. Den elastiske klæber passer til din kropsfacon, og posen forbliver diskret på grund af tekstilets grå farve, og giver en sikker vedhæftning. Den forbliver desuden også diskret takket være udformningen af filtret og posen.

Den elastiske klæber med den tilpasningsvenlige convexskål er permanent fastgjort ved posen. Ved poseskift skal både pose og klæber derfor fjernes og skiftes.

Convex Blød er til stomier med stomiåbning over hudniveau, der har behov for støtte pga. udfordringer i området omkring stomien. Det unikke cirkelformede filter er påvist til at reducere ballooning.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB, SIS, pektin, CMC, gelatine, guar gum, polyester, HDPE, PVdC, PU, PP/PE, PU-EEA
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	36 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Convex blød 1-dels colostomipose med vindue

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340136	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16501
0340137	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16505
0340138	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	10-50 mm Ø	Æske a 10 stk.	16506
0340139	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	16510
0340140	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	28 mm Ø	Æske a 10 stk.	16511
0340141	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	31 mm Ø	Æske a 10 stk.	16512
0340142	Sensura Mio Convex Blød	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	16513