

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex blød 1-dels urostomipose uden vindue

SenSura Mio Convex Blød er en urostomipose med en tilpasningsvenlig convexskål med integrerede flexlinjer, som sikrer stabilitet omkring stomien og samtidig er fleksibel. Den elastiske klæber passer til din kroppsfacon, og posen forbliver diskret på grund af tekstilets grå farve, og giver en sikker vedhæftning. Den forbliver desuden også diskret takket være udformningen af filtret og posen.

Den elastiske klæber med den tilpasningsvenlige convexskål er permanent fastgjort ved posen. Ved poseskift skal både pose og klæber derfor fjernes og skiftes.

Convex Blød er til stomier med stomiåbning over hudniveau, der har behov for støtte pga. udfordringer i området omkring stomien.



Indholdsstoffer/materiale:	Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, guar gum, polyester, HDPE, EVA, PVdC, PE, PP, TPS-SEBS, PU-EEA
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Må ikke skylles i toilettet

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex blød 1-dels urostomipose uden vindue

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340186	Sensura Mio Convex Blød	1-dels urostomipose, Midi, u. vindue	10-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16801
0340187	Sensura Mio Convex Blød	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	10-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16805
0340188	Sensura Mio Convex Blød	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue, klar	10-50 mm Ø	Æske a 10 stk.	16810