

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Dyb 1-dels colostomipose med vindue

SenSura Mio Convex Dyb er en lukket colostomipose med en tilpasningsvenlig convexskål med integrerede flexlinjer, som sikrer stabilitet omkring stomien og samtidig er fleksibel. Den elastiske klæber passer til din kropsfacon, og posen forbliver diskret på grund af tekstilets grå farve, og giver en sikker vedhæftning. Den forbliver desuden også diskret takket være udformningen af filtret og posen.

Den elastiske klæber med den tilpasningsvenlige convexskål er permanent fastgjort ved posen. Ved poseskift skal både pose og klæber derfor fjernes og skiftes.

Convex Dyb er til stomier med stomiåbning under hudniveau, der har særligt behov for hjælp til at blive skubbet frem eller til stomier i dybtliggende områder, hvor en dyb skål kan sikre god vedhæftning. Det unikke cirkelformede filter er påvist til at reducere ballooning.



Indholdsstoffer/materiale:	Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB, SIS, Pektin, CMC, Gelatine, Guar gum, polyester, LLDPE, PVdC, PU, PU-EEA, PP/PE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold.
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Må ikke skylles i toilettet

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Dyb 1-dels colostomipose med vindue

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340153	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16541
0340154	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16542
0340155	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	31-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16543
0340156	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16545
0340157	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16546
0340158	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	31-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16547
0340415	Sensura Mio Convex Dyb	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	10-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16552